

ویرایش ۰۷ - مهر ۹۸

دستور کار آزمایشگاه فیزیک الکتریسته

دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی اصفهان

تهیه و تدوین: محمد آهنگریان

دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی اصفهان

فهرست

شماره صفحه

پیشگفتار.....	۲
خطاهای اندازه گیری.....	۳
آزمایش ۱ - بررسی خطوط هم پتانسیل و رسم خطوط میدان الکتریکی.....	۱۱
آزمایش ۲ - اندازه گیری مقاومت استاندارد الکتریکی.....	۱۶
آزمایش ۳ - تحقیق قانون اهم و اتصال مقاومتها.....	۲۳
آزمایش ۴ - تحقیق قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی.....	۲۷
آزمایش ۵ - تحقیق رابطه $R = \rho l/S$	۳۲
آزمایش ۶ - قانون فارادی و قانون لنز.....	۳۵
آزمایش ۷ - پر و خالی شدن خازن.....	۳۹
آزمایش ۸ - آشنایی با اسیلوسکوپ دیجیتال.....	۴۴
آزمایش ۹ - ترانسفورماتور.....	۵۴
آزمایش ۱۰ - نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی.....	۶۱
آزمایش ۱۱ - آشنایی با دیود نیمه رسانا.....	۶۵
آزمایش ۱۲ - تحقیق قانون بيو - ساوار.....	۷۱
ضمیمه ۱ - آشنایی با دستگاه InterFace.....	۷۷



پیشگفتار

هدف از کار در آزمایشگاه

مهمترین هدف کار در آزمایشگاه فیزیک الکترونیسته تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری است که دانشجو آنها را در کلاس درس فیزیک با آن برخورد پیدا کرده است و با انجام آن آزمایشات درک گسترده‌تری از مباحث نظری به عمل می‌آید.

چگونگی کار در آزمایشگاه

با توجه به هدف مذکور کسب مهارت در انجام آزمایش و روش تجربی ضروری به نظر می‌رسد. از این رو دانشجو در محیط آزمایشگاه نه تنها باید دقیق و جدی باشد بلکه بایستی خود در برقراری نظم و مقررات سهیم باشد. فعالیتها در آزمایشگاه معمولاً در گروههای سه نفره انجام می‌گیرد؛ بنابراین گروه مستقل آزمایش کننده مسئول کلیه فعالیتهای خود می‌باشد. هر دانشجو باید در کلیه کارهای مربوط به گروه خود همکاری نموده تا بازده کار خود و گروه خود را افزایش دهد.

نحوه کار در آزمایشگاه و چگونگی تکمیل گزارش کار از عوامل تعیین کننده در ارزیابی هر دانشجو می‌باشد. میزان همکاری بین افراد هر گروه و محتوای گزارش کار در ارزیابی گروه نقش مؤثری دارد.

نکات مهم که دانشجویان باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند:

۱. حضور در آزمایشگاه از اول وقت ضروری است. اکیداً توصیه می‌شود دانشجویان از غیبت در جلسات آزمایشگاه بپرهیزند زیرا علاوه بر اینکه می‌بایست آزمایش مذکور را تا پایان ترم به طور حضوری با سایر گروهها انجام دهد، غیبت وی نیز منظور شده و دانشجویی که بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد، حذف $\frac{3}{16}$ آموزشی خواهد شد.
۲. طبق برنامه‌ریزی انجام شده در هفته‌های ۴، ۸ و ۱۲ سه کوییز پیش از شروع آزمایش از دانشجویان گرفته می‌شود که شامل ۳ آزمایش به صورت پس‌خوان و ۱ آزمایش پیش‌خوان است. از این رو لازم است دانشجویان دستور کار آزمایشگاه را مطالعه کرده و آمادگی لازم بدین منظور را داشته باشند.
۳. در صورتی که با طرز کار و سیله‌ای آشنایی ندارید از مربی مربوطه و یا تکنسین آزمایشگاه تو ضیح خواسته و پس از کسب اطلاعات لازم و راهنماییهای ایشان آنها را مورد استفاده قرار دهند.
۴. دانشجویان محترم می‌بایست نهایت دقت را در کار با تجهیزات آزمایشگاهی به کار بندند و در صورتی که در جریان کار به وسائل آزمایشگاهی آسیبی وارد شد به مربی مربوطه اطلاع دهید.
۵. یکی از اشکالات عمده در آزمایشگاه الکترونیسته، نحوه اتصال سیمها و اشتباه در بستن مدارهاست، از این رو پیشنهاد می‌شود سیمهای رابط را با دقت کافی و با توجه به شکل مدارها و وصل کنید و پس از تأیید توسط مربی مربوطه به منبع تغذیه متصل نمایید.
۶. جهت جلوگیری از آسیب وارده به دستگاههای اندازه‌گیری در صورتی که از میزان اختلاف پتانسیل یا شدت جریان اطلاعی ندارید دستگاه اندازه‌گیری را روی بالاترین رنج تنظیم کرده و در مدار قرار دهید، اگر انحراف عقربه ناچیز بود از رنج پایینتر استفاده کرده در غیر اینصورت اتصال دائمی برقرار نمایید.

خطاهای اندازه گیری

الف (خطاهای اتفاقی و سیستماتیک

فیزیک اگر چه علم دقیقی است، اما بدلیل دقیق نبودن اندازه گیریها، آنچه را که گاه مقدار دقیقی یا واقعی یک کمیت فیزیکی می نامند، نمی توان یافت. به هر حال فرض این مطلب که مقدار دقیق وجود دارد منطقی به نظر می رسد و بر آورد حدودی که این مقدار را در بر می گیرد مورد نظر ما خواهد بود. خلاصه، چون مقدار واقعی از نظر ما قابل حصول نیست تلاش خواهیم کرد تا چگونگی یافتن دقیقترین مقدار، که به کمک مجموعه ای از اندازه گیریها مشخص می شود و چگونگی بر آورد دقت و درستی این مقدار را نشان دهیم.

اختلاف بین مقدار مشاهده شده هر کمیت فیزیکی و مقدار دقیق آن را خطای مشاهده می نامند. چنین خطاهایی از قانونی ساده پیروی نمی کنند و به طور کلی از علل متعددی ناشی می شوند. حتی آزمایشگری که از یک نوع وسیله چندین بار استفاده می کند تا کمیت معینی را اندازه گیری کند، همیشه دقیقاً یک مقدار را ثبت نمی کند. این امر ممکن است نتیجه بی دقتی، عدم یکنواختی وسیله یا وسایل بکار رفته، متغیر بودن آزمایشگر و یا نتیجه برخی تغییرات کوچک در عوامل فیزیکی مؤثر در اندازه گیری باشد.

خطاهای اندازه گیری را معمولاً به دو گروه اتفاقی و سیستماتیک تقسیم می کنند. البته تشخیص آنها از یکدیگر گاه مشکل است و بسیاری از خطاها نتیجه ترکیب این دو نوع خطاست.

۱- خطای اتفاقی

این خطاها مربوط به آزمایشگر و یا محیط است و اغلب با تکرار اندازه گیری خود را نشان می دهند. این نوع خطاها از لحاظ وقوع نامرتب و از نظر بزرگی متغیرند. خطای مربوط به یک آزمایشگر را اغلب خطای شخص می نامند. عواملی نظیر دما، فشار هوا، وزش باد و رطوبت هوا، در نتیجه بسیاری از آزمایشها مؤثرند و تغییرات ناگهانی آنها باعث کاهش دقت آزمایش می شود. پرواز هواپیما و عبور و سائل نقلیه سنگین نیز در نتیجه بعضی از آزمایشها اثر می گذارد.

۲- خطای سیستماتیک

یک سری خطاهای دیگر وجود دارند که به سادگی قابل آشکار سازی نیستند و روشهای آماری (تکرار آزمایش) در این باره مؤثر نمی باشد، مانند آن خطاهایی که از کالیبره (تنظیم) نبودن دستگاه یا پیش زمینه ذهنی آزمایشگر نتیجه می شود، به این خطاها، خطاهای سیستماتیک گویند که باید توسط آنالیز روشها و شرایط آزمایش تخمین زده شوند. برای مثال اگر ترازویی تنظیم نبوده، یعنی بدون بار در حال تعادل نباشد، همه اندازه گیریها مقداری بیشتر و یا کمتر از اندازه واقعی خواهد بود. بعلاوه، وسایل اندازه گیری ممکن است به صورت های مختلف خطا داشته باشند، حتی بهترین وسایل اندازه گیری موجود نیز دقت محدودی دارند و درک این نقایص برای آزمایشگر مهم است. از طرفی گاهی در حین آزمایش به نوعی خطا برخورد می کنیم که نه به دقت دستگاه اندازه گیری و نه بدقت شخص آزمایش کننده بستگی دارد، بلکه ناشی از عدم حساسیت دستگاه است و به همین دلیل آن را خطای عدم حساسیت می نامند. برای مثال چنانچه توسط یک جسم نورانی با یک عدسی محدب تصویری حقیقی روی یک صفحه تشکیل دهیم خواهیم دید که با جابجا کردن صفحه تصویر در یک ناحیه محدود، وضوح آن بهم نخواهد خورد. در این آزمایش خاص این خطا به ساختمان عدسی بستگی دارد و هر قدر عدسی دقیقتر ساخته شود بعد ناحیه جابجایی کوچکتر می گردد.

ب) خطاهای مطلق، نسبی و درصد خطا

خطای مطلق: قبلاً گفته شد که هرگز نمی‌توان به مقدار واقعی یک کمیت دست یافت زیرا محدودیتهایی در دقت و سایل و نیز در مهارت شخص آزمایش کننده وجود دارد. چنانچه مقدار واقعی و مقدار اندازه‌گیری شده یک کمیت باشد، در این صورت اختلاف بین این دو را خطای مطلق می‌نامند.

$$\delta x = |x' - x| \quad (1)$$

هرگز نمی‌توان مقدار δx را مشخص نمود (در غیر این صورت، خطا مفهومی نخواهد داشت). لذا همواره قدر مطلق حداکثر خطایی را که ممکن است در سنجش یک کمیت رخ دهد، به حساب می‌آورند و آن را با Δx نمایش می‌دهند. بنابراین غالباً خطایی که در اندازه‌گیری کمیت x رخ می‌دهد، از Δx کوچکتر است، یعنی:

$$x \in (x' - \Delta x, x' + \Delta x) \quad \text{یا} \quad x' - \Delta x < x < x' + \Delta x \quad (2)$$

توجه داشته باشید که اندازه‌گیری یک کمیت در صورتی دارای معنی فیزیکی خواهد بود که خطای مطلق آن کوچکتر از مقدار خود کمیت باشد. یعنی $(x' > \Delta x)$

خطای نسبی: مقدار خطای مطلق میزان دقت آزمایش را نشان نمی‌دهد. لذا برای تأمین این منظور، خطای نسبی را تعریف می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

چنانچه در اندازه‌گیری طولی برابر با پنج متر، یک سانتیمتر اشتباه کرده باشیم، مانند این است که در هر متر 2 mm اشتباه شده باشد، ولی اگر این خطا در اندازه‌گیری طولی مساوی 50 cm رخ دهد، مثل این است که در هر متر، 2 cm خطا داشته باشیم. بنابراین دقت اندازه‌گیری در آزمایش اول، ده برابر دقت اندازه‌گیری در آزمایش دوم است.

بنابراین آنچه را که عملاً باید به کار برد، نسبت خطای مطلق Δx به مقدار اندازه‌گیری شده می‌باشد که آن را خطای نسبی می‌نامند.

$$\frac{\Delta x}{x'} = \text{خطای نسبی} \quad (3)$$

همانطور که گفته شد خطای نسبی دقت اندازه‌گیری را تعیین می‌کند. اندازه‌گیری یک کمیت در صورتی قابل قبول است که خطای نسبی مقدار کوچکی باشد (دقت آزمایش زیاد باشد).

درصد خطا:

طبق تعریف درصد خطا بصورت زیر است:

$$\text{درصد خطا} = \text{خطای نسبی} \times 100 \quad (4)$$



ج) برآورد خطا

همان طور که بیان شد با توجه به وجود خطا در اندازه‌گیری، مقدار واقعی یک کمیت را نمی‌توان یافت ولی می‌توان حدودی را یافت که مقدار دقیق کمیت در آن قرار دارد. مسلم است هر قدر حدود به هم نزدیکتر باشند مقدار کمیت دقیق‌تر بدست خواهد آمد. اگر فقط یک اندازه‌گیری منفرد انجام گیرد، هر برآوردی از خطا ممکن است کاملاً غلط باشد. ممکن است پیشنهاد شود که مقدار کوچکترین درجه وسیله اندازه‌گیری بعنوان خطا منظور شود ولی در این صورت امکان وجود سایر منابع خطا که اثرشان معمولاً کم نیست نادیده گرفته می‌شود. بنابراین برای هر اندازه‌گیری مهمی نمی‌توان به یک اندازه‌گیری اکتفا کرد. بلکه اندازه‌گیری باید به دفعات تکرار و مشاهده شود که نتایج اندازه‌گیری به چه میزان نزدیک و یا دور از هم قرار دارند. هر گاه مشاهده شد که تکرار اندازه‌گیری به نتایج تقریباً یکسانی منجر می‌شود، لزومی ندارد که اندازه‌گیری را زیاد تکرار کرد. در هر صورت میانگین نتایج اندازه‌گیری بعنوان مقدار دقیق یا محتمل‌ترین مقدار کمیت بیان می‌شود.

پس اگر کمیت X را n بار اندازه‌گیری کنیم و نتایج هر بار اندازه‌گیری را با x_1, x_2, \dots, x_n مشخص کنیم، میانگین آنها که محتمل‌ترین مقدار X است و با \bar{x} نشان داده می‌شود چنین بدست می‌آید:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_n}{n} \quad (5)$$

برای برآورد خطای تصادفی از روش‌های آماری باید استفاده کرد. در اینجا مختصری از آن را بیان می‌کنیم.

اگر تعداد اندازه‌گیری‌ها کم باشد، مثلاً حدود ۵ بار، حداکثر انحراف از میانگین اندازه‌گیریها را به عنوان میزان خطا در نظر می‌گیریم، یعنی:

$$\Delta x = \max\{|\bar{x} - x_i|\} \quad (6)$$

اگر تعداد تکرار آزمایش زیاد باشد، میانگین $\Delta x_i = |\bar{x} - x_i|$ ها را به عنوان خطای اندازه‌گیری در نظر می‌گیریم.

$$\Delta x = \frac{\sum_{i=1}^n |\bar{x} - x_i|}{n} \quad (7)$$

در اندازه‌گیریهای دقیق، کمیت دیگری به عنوان خطا منظور می‌شود که به آن **انحراف معیار** گویند و از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (|\bar{x} - x_i|)^2}{n}} \quad (8)$$

بدین ترتیب هر گاه خطای اندازه‌گیری از نوع اتفاقی بوده و توزیع مقادیر اندازه‌گیری شده متقارن باشد، نتیجه اندازه‌گیری چنین نوشته می‌شود:

$$\bar{x} \pm \Delta x = \text{مقدار کمیت} \quad (9)$$

که در آن \bar{x} میانگین اندازه‌گیریها و Δx حداکثر انحراف از میانگین یا میانگین خطا یا انحراف معیار (s) است.

در صورتی که Δx بدست آمده برای خطای اتفاقی از خطای دستگاه کوچکتر باشد برای در نظر گرفتن بیشترین خطای ممکن، خطای دستگاه را به عنوان Δx انتخاب می‌کنیم. خطای دستگاه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{خطای دستگاه} = \text{خطای عدم حساسیت} + \text{دقت وسیله} \quad (10)$$

کوچکترین درجه‌بندی که با وسیله مورد نظر می‌توان اندازه‌گیری کرد را به عنوان دقت وسیله در نظر می‌گیرند.

د) برآورد خطای کمیت‌های مرکب

فرض کنید کمیت x به کمک کمیت‌های a, b, c, \dots که مستقیماً اندازه‌گیری می‌شوند بدست آید. خطای Δx نیز به کمک خطاهای $\Delta a, \Delta b, \dots$ محاسبه می‌شود. قبل از اینکه به دستور کلی محاسبه خطا بپردازیم، چند نمونه از محاسبه خطا در حالات ساده را شرح می‌دهیم.

۱- خطای حاصل جمع:

چنانچه x از رابطه $x = a + b$ محاسبه شود و حداکثر خطاهایی که در اندازه‌گیری مقادیر a و b رخ می‌دهند به ترتیب برابر Δa و Δb باشند، مقداری که برای x محاسبه می‌شود به اندازه Δx از مقدار واقعی آن اختلاف خواهد داشت که از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$x + \Delta x = (a + \Delta a) + (b + \Delta b) \quad (11)$$

و یا:

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b \quad (12)$$

چنانچه ملاحظه می‌کنید، برای محاسبه خطای مطلق جمع می‌توان از آن دیفرانسیل گرفت و علامت دیفرانسیل را به Δ تبدیل کرد.

$$x = a + b$$

$$dx = da + db \quad (13)$$

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b$$

۲- خطای تفاضل:

اگر $x = a - b$ باشد در آن صورت می‌توان نوشت:

$$x = a - b$$

(14)

$$dx = da + db$$



$$x + \Delta x = (a + \Delta a) - (b + \Delta b) = (a - b) + (\Delta a - \Delta b)$$

$$\Delta x = \Delta a - \Delta b$$

اما به خاطر حصول حداکثر خطا باید حاصل جمع خطاها را منظور کرد. یعنی:

$$\Delta x = \Delta a + \Delta b \quad (15)$$

خطای مطلق در این حالت نیز به طریق دیفرانسیل گیری قابل محاسبه است. با این تفاوت که می‌بایست علامت منفی را به مثبت تبدیل کرد. بنابراین خطای مطلق تفاضل دو مقدار مساوی با مجموع خطای مطلق آن دو می‌باشد. خطای نسبی در این حالت برابر است با:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a + \Delta b}{a - b} \quad (16)$$

همانطوریکه ملاحظه می‌کنید خطای نسبی تفاضل بیشتر از خطای نسبی حاصل جمع است.

۳- خطای حاصل ضرب:

چنانچه $x = a \cdot b$ باشد می‌توان نوشت.

$$x + \Delta x = (a + \Delta a)(b + \Delta b) \quad (17)$$

$$\Delta x = (a \cdot \Delta b) + (b \cdot \Delta a) + (\Delta a \cdot \Delta b)$$

با چشم پوشی از آخرین جمله سمت راست رابطه بالا (بدلیل کوچکی آن در مقایسه با جملات دیگر) خواهیم داشت:

$$\Delta x = (a \cdot \Delta b) + (b \cdot \Delta a) \quad (18)$$

بطور مشابه با روش دیفرانسیل گیری از تابع داریم:

$$x = a \cdot b$$

$$dx = a \cdot db + b \cdot da \quad (19)$$

$$\Delta x = a \cdot \Delta b + b \cdot \Delta a$$

که دقیقاً همان نتیجه‌ای است که از محاسبه بالا بدست آمد. خطای نسبی برابر خواهد بود با:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{a \cdot \Delta b + b \cdot \Delta a}{ab} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \quad (20)$$



بهمین طریق اگر $x = a \cdot b \cdot c \dots$ باشد :

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c} + \dots \quad (21)$$

پس خطای نسبی حاصل ضرب چند مقدار برابر با مجموع خطاهای نسبی آن مقادیر است.

۴- خطای خارج قسمت:

اگر $x = \frac{a}{b}$ باشد، به پیروی از روشی که در مورد حاصلضرب بکار رفت، نتیجه می‌شود:

$$x + \Delta x = \frac{(a + \Delta a)}{(b + \Delta b)} \quad (22)$$

$$\Delta x = \frac{(a + \Delta a)}{(b + \Delta b)} - \frac{a}{b} \quad (23)$$

و از آنجا با صرفنظر کردن از Δb در مقایسه با b خواهیم داشت:

$$\Delta x = \frac{b \cdot \Delta a - a \cdot \Delta b}{b^2} \quad (24)$$

از راه دیفرانسیل‌گیری از تابع $x = \frac{a}{b}$ درست همین نتیجه حاصل می‌شود:

$$dx = d\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{b \cdot da - a \cdot db}{b^2} \quad (25)$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{b \cdot da - a \cdot db}{b^2}$$

خطای نسبی نیز چنین خواهد بود :

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} = \frac{\Delta b}{b} \quad (26)$$

اما با توجه به اینکه حداکثر خطا مورد نظر است (توجه کنید که علامتهای Δa , Δb مشخص نیستند) باید خطای نسبی را از رابطه زیر بدست آورد:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \quad (27)$$



پس خطای نسبی خارج قسمت دو مقدار برابر با مجموع خطاهای نسبی آن دو مقدار می‌باشد.

۵ - دستور کلی:

از نتیجه آنچه در مثالهای قبل دیدیم به یک دستور کلی دست خواهیم یافت :

هر گاه x تابعی از پارامترهای a, b, c, \dots (که خود مستقیماً قابل اندازه‌گیری هستند) باشد، یعنی $x = f(a, b, c, \dots)$ ، برای محاسبه حداکثر خطای مطلق (Δx) بر حسب خطای مطلق $\Delta a, \Delta b, \Delta c, \dots$ باید از طرفین رابطه بالا دیفرانسیل گرفت و بجای دیفرانسیل‌های da, db, dc, \dots خطاهای ماکزیمم $\Delta a, \Delta b, \Delta c, \dots$ را قرار داد. یعنی:

$$\Delta x = \frac{\partial f}{\partial a} \Delta a + \frac{\partial f}{\partial b} \Delta b + \frac{\partial f}{\partial c} \Delta c + \dots \quad (28)$$

که در آن، مثلاً $\frac{\partial f}{\partial a}$ مشتق جزئی تابع $f(a, b, c, \dots)$ نسبت به a می‌باشد.

۶ - محاسبه خطای نسبی از طریق دیفرانسیل لگاریتمی:

در ریاضیات می‌دانیم که اگر $x = \ln a$ (لگاریتم در مبنای عدد نپر) باشد، آنگاه:

$$dx = d \ln a = \frac{da}{a} \quad (29)$$

طرف راست رابطه بالا خود نظیر خطای نسبی کمیت a می‌باشد. پس با این آگاهی در می‌یابیم که چنانچه خطای نسبی کمیتی را بخواهیم محاسبه کنیم، بهتر است ابتدا از آن کمیت لگاریتم بگیریم سپس دیفرانسیل‌گیری کنیم. برای مثال اگر خطای نسبی x که تابعی به فرم $x = \frac{a}{b}$ است را بخواهیم باید ابتدا از طرفین آن لگاریتم گرفته و سپس دیفرانسیل‌گیری می‌کنیم.

$$\ln x = \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

$$d(\ln x) = d(\ln a - \ln b) \quad (30)$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{da}{a} - \frac{db}{b}$$

که چنانچه علامت دیفرانسیل را به Δ و علامت منفی را به مثبت تبدیل کنیم، خواهیم داشت:

$$\frac{\Delta x}{x} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \quad (31)$$

این همان نتیجه‌ای است که از محاسبه مستقیم خطای نسبی تابع $x = \frac{a}{b}$ قبلاً بدست آمد.



و خطای Δx به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

$$\Delta x = x \left(\frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} \right) \quad (32)$$

دانشجویان عزیز برای یادآوری و فهم بهتر مطالب مربوط به خطا می‌توانند به دستور کار آزمایشگاه فیزیک (۱) (مکانیک، حرارت) مراجعه نموده و با حل مثالهای عملی درک بهتری از این موضوع به دست آورند.



آزمایش ۱ - بررسی خطوط هم پتانسیل و رسم خطوط میدان الکتریکی

هدف آزمایش

ترسیم خطوط هم پتانسیل و مشاهده مدلی از میدان مربوط به بارهای الکتریکی

مقدمه

هرگاه یک بار الکتریکی q در یک نقطه از فضا قرار بگیرد در اطراف آن خاصیتی به وجود می‌آید که آن را میدان الکتریکی می‌نامند. شدت میدان الکتریکی در هر نقطه از فضا که آن را با \vec{E} نمایش می‌دهیم عبارت است از نیرویی که بر واحد بار الکتریکی مثبت ساکن در آن نقطه وارد می‌شود.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad (۱)$$

واحد میدان الکتریکی نیوتن بر کولن است. از این تعریف می‌توان فرمول زیر را برای شدت میدان الکتریکی نتیجه گرفت.

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (۲)$$

نقاط اطراف بار نقطه‌ای دارای پتانسیل است و بر حسب فاصله از q تغییر می‌کند. مقدار این پتانسیل از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$V = k \frac{q}{r} \quad (۳)$$

هر میدان برداری را می‌توان به وسیله خطوط میدان نمایش داد. خطوط میدان الکتریکی طبق تعریف منحنی‌هایی هستند که در هر یک از نقاط آن، بردار میدان مماس بر منحنی می‌باشد. البته این خطوط فرضی هستند و صرفاً به منظور نمایش چگونگی توزیع میدان بکار می‌روند.

دو قطبی و پتانسیل حاصل از آن: دو قطبی از دو بار مساوی و مختلف علامه $+q$ و $-q$ که به فاصله $2a$ از یکدیگر قرار گرفته باشند، تشکیل شده است. مطابق شکل (۱) پتانسیل در نقطه‌ای مانند p عبارت است از:

$$V = V_1 + V_2 = k \left(\frac{q}{r_1} - \frac{q}{r_2} \right) = kq \left(\frac{r_2 - r_1}{r_2 r_1} \right) \quad (۴)$$


در هر دو قطبی الکتریکی دو اصطلاح محور دوقطبی و عمودمنصف دوقطبی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در ادامه تعریف شده‌اند:

محور دوقطبی: خطی است که دو بار الکتریکی غیر همنام دوقطبی را به هم وصل می‌کند و از هر دو طرف ادامه می‌یابد.

خط عمودمنصف دوقطبی: خطی که در مرکز دوقطبی (نقطه‌ای به فاصله مساوی از هر دو بار دوقطبی) بر محور دوقطبی عمود می‌شود.


صفحه عمودمنصف دوقطبی: صفحه‌ای که در مرکز دوقطبی بر محور دوقطبی عمود می‌شود.





شکل (۱): دوقطبی الکتریکی

رابطه $p = 2aq$ گشتاور دو قطبی الکتریکی نامیده می‌شود. بدیهی است که پتانسیل V به ازاء $\theta = 90^\circ$ صفر می‌شود. یعنی پتانسیل تمام نقاط واقع در صفحه عمود منصف محور دو بار $+q$ و $-q$ صفر می‌شود. اگر بتوان سطحی پیدا کرد که نقاط واقع در این سطح همگی دارای پتانسیل یکسانی باشند. آن سطح را سطح هم پتانسیل گویند. بنابراین اختلاف پتانسیل بین هر دو نقطه روی این سطح صفر می‌باشد. مطابق رابطه اختلاف پتانسیل، $V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0}$ ، که در آن $W_{A \rightarrow B}$ کار انجام شده بر روی بار آزمون q_0 در انتقال از نقطه A به B می‌باشد (در صورتی که نقطه مرجع که فواصل A و B از آن نقطه سنجیده می‌شوند در بی‌نهایت قرار گرفته باشد). اگر بار الکتریکی روی چنین سطحی حرکت نماید، کاری انجام نمی‌گیرد و $W_{A \rightarrow B} = 0$. به آسانی می‌توان ثابت کرد که سطوح هم پتانسیل عمود بر خطوط میدان (یعنی راستای \vec{E}) می‌باشند. بنابراین با مشخص کردن سطوح هم پتانسیل می‌توان خطوط میدان را نیز تعیین نمود و بالعکس. در شکل (۲) خطوط میدان الکتریکی و خطوط هم پتانسیل برای یک بار الکتریکی و یک دوقطبی الکتریکی نشان داده شده است.



شکل (۲-ب): خطوط میدان و هم پتانسیل دوقطبی الکتریکی

شکل (۲-الف): خطوط میدان و هم پتانسیل تک بار

در اشکال فوق عمود بودن میدان بر خطوط هم پتانسیل به وضوح مشهود است. اثبات این مهم به عنوان تمرین به دانشجو واگذار شده است.




وسایل آزمایش

ظرف پلاستیکی شفاف که در زیر آن کاغذ میلیمتری نصب شده است - سه عدد الکتروود که روی پایه‌های عایق نصب شده‌اند - یک الکتروود با دسته عایق - دو قطعه مسی مستطیل شکل - ولت‌متر - منبع تغذیه DC.

روش انجام آزمایش

الف - رسم خطوط هم پتانسیل و خطوط میدان برای دو بار نقطه‌ای

در ظرف آزمایش مقدار کمی آب بریزید. سعی کنید ضخامت آب در تمام نقاط یکسان و حدود سه میلی‌متر باشد. برای ایجاد بار نقطه‌ای از دو الکتروود مسی نوک تیز استفاده کنید و آنها را مطابق شکل (۳) درون ظرف قرار دهید.




شکل (۲): رسم خطوط هم پتانسیل و خطوط میدان برای دو بار نقطه‌ای

دقت کنید نوک‌های دو الکتروود درست روی یکی از اعداد صحیح محور X و به فواصل مساوی از مرکز کاغذ شطرنجی که در زیر ظرف نصب شده است، قرار بگیرند. حال الکتروودها را به منبع وصل کنید. در این صورت نوک الکتروودها به منزله بارهای نقطه‌ای مثبت و منفی می‌باشند. محل این نقاط را روی کاغذ شطرنجی دیگری با یک دایره کوچک مشخص کنید. برای رسم خطوط هم پتانسیل اطراف این نقاط، ورودی منفی یک ولت‌متر را به الکتروود منفی متصل کنید و انتهای الکتروود دسته‌دار را به ورودی دیگر آن وصل کنید. با حرکت دادن نوک الکتروود دسته‌دار درون ظرف نقاطی را پیدا کنید که ولت‌متر برای آنها مقادیر یکسانی را نشان می‌دهد. این نقاط را روی کاغذ میلیمتری با ضربدر مشخص کنید. این نقاط که اختلاف پتانسیل همه آنها با الکتروود منفی یکی است (V) تشکیل یک خط هم پتانسیل می‌دهند. این خط را رسم کنید و مقدار ولتاژ را کنار آن درج کنید. اعمال فوق را برای هفت ولتاژ مختلف انجام داده و هفت خط هم پتانسیل را در اطراف الکتروودهای منفی و مثبت رسم کنید. ولتاژها را چنان اختیار کنید که یکی از خطوط تقریباً در وسط و سه‌تای آنها در نزدیکی الکتروود مثبت و سه‌تای دیگر حول الکتروود منفی واقع گردد. خطوط میدان را نیز رسم کنید.

ب - تغییرات پتانسیل در حوالی یک دو قطبی الکتریکی

با توجه به رابطه ۴ پتانسیل الکتریکی یک دو قطبی متناسب با عکس مجذور فاصله است. مطابق شکل (۴)، دو الکتروود A و B که دارای بارهای مساوی مختلف علامه می‌باشند را در فاصله ۴ سانتیمتر از یکدیگر قرار دهید. اکنون به کمک ولت‌متر و الکتروودی که دارای دسته عایق می‌باشد، پتانسیل را در امتداد دو قطبی و همچنین در امتدادی که عمود منصف محور دو قطبی است اندازه‌گیری نمایید. در این حالت می‌توان پتانسیل نقاط را نسبت به مرکز دو قطبی اندازه‌گیری نمود. بدین منظور از یک الکتروود سوم که بر روی پایه عایق قرار گرفته استفاده نموده و مطابق شکل (۴) این الکتروود را در مرکز دو قطبی قرار داده و آن را به قطب منفی مولتی‌متر وصل کنید. پتانسیل نقاط مختلف واقع بر محورهای X و Y را مطابق جدول (۱) اندازه‌گیری نموده و منحنی نمایش تغییرات پتانسیل نقاط واقع بر محور Y را بر حسب فاصله تا مرکز رسم نمایید. خطوط میدان را نیز رسم کنید. با توجه به اینکه الکتروود سوم در مرکز دو قطبی قرار گرفته طبیعتاً پتانسیل همه نقاط نسبت به مرکز دو قطبی سنجیده می‌شود.



شکل (۴): تغییرات پتانسیل در حوالی یک دو قطبی الکتریکی


در جدول زیر اعداد بر حسب mm و نمایانگر فاصله از مرکز دو قطبی به سمت خارج از دو قطبی می‌باشند.

جدول (۱)

فاصله تا مرکز بر حسب mm	5	10	15	20	25	35	40	50	100	140
اختلاف پتانسیل نسبت به الکتروود مرکز دو قطبی										

انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. میدان الکتریکی را تعریف کنید و رابطه و واحد شدت میدان الکتریکی را بنویسید. آیا در این آزمایش خطوط میدان الکتریکی مستقیماً از "اندازه‌گیری" رسم می‌شود یا خیر توضیح دهید.
۲. با رسم یک دوقطبی الکتریکی، پتانسیل واقع در نقطه‌ای مانند P را محاسبه کنید.
۳. روش ترسیم خطوط هم‌پتانسیل و نیز خطوط میدان در این آزمایش را به اختصار شرح دهید؟ (شرح آزمایش)
۴. الف) مدار ترسیم خطوط هم‌پتانسیل را کامل کنید. ب) ولتاژ استفاده شده AC است یا DC؟ آیا می‌توان از نوع دیگر ولتاژ استفاده نمود؟ چرا؟



۵. دلیل استفاده از الکتروودها در آزمایش بررسی خطوط هم‌پتانسیل چیست؟
۶. سطوح هم‌پتانسیل را توضیح دهید و نحوه رسم خطوط میدان را برای یک دوقطبی را توضیح دهید (با رسم شکل)
۷. در آزمایش بررسی خطوط هم‌پتانسیل الکتروود متغیر چه متغیری را نشان می‌دهد؟
۸. تغییرات پتانسیل الکتریکی در حوالی یک دو قطبی الکتریکی را رسم کنید و توضیح دهید پتانسیل دو قطبی به چه عواملی بستگی دارد؟
۹. مدار مربوط به اندازه‌گیری ولتاژهای دو قطبی را رسم کنید.
۱۰. ولتاژ استفاده شده برای ایجاد دوقطبی در این آزمایش DC یا AC؟ چرا؟
۱۱. یک دو قطبی الکتریکی در ولتاژهای صفر و ۱۰ ولت در نظر بگیرید خطوط پتانسیل را در ولتاژهای ۳، ۵ و ۷ رسم کنید و خطوط میدان الکتریکی را به صورت کیفی رسم کنید. (جهت خطوط میدان مشخص شود)

صفر



۱۰۷



آزمایش ۲ - اندازه گیری مقاومت استاندارد الکتریکی

هدف آزمایش

آشنایی با روشهای اندازه گیری مقاومت استاندارد الکتریکی

مقدمه

برای اندازه گیری یک مقاومت الکتریکی از روشهای گوناگونی استفاده می شود که چهار روش آن در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد. این روشها عبارتند از: روش رنگها، مولتی متر، پل وتستون و پل تار


الف) اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از رنگها

مقاومت الکتریکی استاندارد که در مدارهای الکترونیکی استفاده می شود به اشکال گوناگون ساخته می شوند. یکی از انواع مقاومتها، مقاومت رنگی است که معمولاً مقدار مقاومت و حداکثر خطای ممکن (تولرانس) آن را به وسیله نوارهای رنگی نشان می دهند. اندازه مقاومت بر حسب اهم بوده و به وسیله ۴ عدد نوار رنگی مشخص می شود. حلقه های رنگی استاندارد بوده و هر رنگی مطابق جدول (۱) نماینده عددی است.

جدول (۱)

رنگ	سیاه	قهوه ای	قرمز	نارنجی	زرد	سبز	آبی	بنفش	خاکستری	سفید
کد	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹

اولین نوار رنگی رقم اول، دومین نوار، رقم دوم و سومین نوار تعداد صفرهای سمت راست این دو رقم را نشان می دهد. نوار چهارم نشان دهنده میزان خطاست که این میزان برای نوار نقره ای ۱۰٪ مقدار مقاومت و برای نوار طلایی ۵٪ مقدار مقاومت خوانده شده است. به عنوان مثال در زیر نمونه ای از محاسبه مقاومت نشان داده شده است.


طلایی سبز زرد قهوه ای
$R = 150000 \pm 7500 \Omega (\approx 5\%)$

شکل (۱): نحوه تعیین مقدار مقاومت با استفاده از رنگها

نوع جدید این مقاومتها دارای ۵ نوار رنگی است. اولین، دومین و سومین نوار به ترتیب رقمهای اول، دوم و سوم مقاومت است و چهارمین نوار تعداد صفرهای مقابل این عدد سه رقمی است. نوار پنجم برای مشخص کردن حداکثر خطای ممکن مقاومت است که می تواند علاوه بر رنگهای طلایی، یا نقره ای رنگ قرمز یا قهوه ای نیز باشد. نوارهای چهارم و پنجم با استفاده از جداول (۲) و (۳) مشخص می شوند.

جدول (۲)

رنگ	سیاه	قهوه ای	قرمز	نارنجی	زرد	سبز	آبی	طلایی	نقره ای
ضریب	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸

جدول (۳)


نقره‌ای	طلایی	قرمز	قهوه‌ای	رنگ
۱۰٪	۵٪	۲٪	۱٪	درصد خطا

ب) اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از مولتی‌متر

مولتی‌متر دستگاهی است که به وسیله آن می‌توان چند کمیت مختلف را اندازه‌گیری کرد. تمام مولتی‌مترها با اختلاف اندکی مثل یکدیگر هستند. جهت آشنایی با طرز کار این دستگاه به مربی خود مراجعه کنید. در این آزمایش از مولتی‌متر برای اندازه‌گیری مقاومت استفاده می‌شود.

ج) اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی به وسیله پل وتستون

به وسیله چهار مقاومت R_1 ، R_2 ، R_3 و R_x یک پیل و یک گالوانومتر (گالوانومتر، آمپرمتری است که برای اندازه‌گیری جریانهای خیلی کم در حد میکروآمپر مورد استفاده قرار می‌گیرد.) مداري مطابق شکل (۲) می‌بندیم.



شکل (۲): مدار اندازه‌گیری مقاومت با استفاده از پل وتستون

در حالت کلی جریان از گالوانومتر عبور می‌کند. حال اگر مقاومت R_3 را تغییر دهیم می‌توان حالتی را به وجود آورد که نقاط B و D هم پتانسیل شوند و هیچ جریانی از گالوانومتر عبور نکند. در این حالت اگر شدت جریان در شاخه AB، برابر I_1 و در شاخه AD، برابر I_2 باشد، جریان در شاخه‌های BC و DC نیز به ترتیب برابر I_1 و I_2 خواهد بود و می‌توان نوشت:

$$V_B = V_D \quad (۱)$$

و از آنجا

$$V_A - V_B = V_A - V_D \quad (۲)$$

$$V_B - V_C = V_D - V_C$$

رابطه (۲) را بر طبق قانون اهم می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$I_1 R_1 = I_2 R_2 \quad (۳)$$

$$I_1 R_3 = I_2 R_x$$


از تقسیم نمودن دو رابطه (۳) بر هم رابطه زیر را خواهیم داشت:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_x} \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad (4)$$

اگر در تناسب فوق مقدار سه مقاومت معلوم باشد، می‌توان مقدار مقاومت مجهول را به دست آورد. جهت بخاطر سپردن رابطه مربوط به مقاومت مجهول کافی است حاصلضرب مقاومت‌های روبرو را با هم برابر قرار داد، البته این تنها به شرط شدن گالوانومتر محقق می‌شود.

(د) اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از پل تار

پل تار، شکل (۳)، شبیه پل وتستون است با این تفاوت که به جای مقاومت‌های R_2 و R_3 از یک سیم با مقاومت ویژه مناسب به طول L استفاده می‌شود.



شکل (۳): مدار اندازه‌گیری مقاومت با استفاده از پل تار

نقطه D، انتهای گالوانومتر، می‌تواند به صورت یک لغزنده در طول سیم مقاوم AC جابجا شود و به این طریق می‌توان وضعیتی بوجود آورد که در آن جریان عبوری از گالوانومتر صفر باشد. در این حالت خاص می‌توان نوشت:

$$\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_{AD}}{R_{DC}} = \frac{R_2}{R_3} \quad (5)$$

از طرفی می‌دانیم که بین مقاومت یک سیم هادی و طول آن رابطه زیر برقرار است.


$$R = \rho \frac{l}{s} \quad (6)$$

که در آن ρ مقاومت ویژه، s سطح مقطع و l طول سیم می‌باشد. اگر رابطه (۶) را در (۵) منظور کنیم، خواهیم داشت:

$$\frac{R}{R_x} = \frac{\rho \frac{l}{s}}{\rho \frac{L-l}{s}} = \frac{l}{L-l} \quad (7)$$

$$R_x = R \frac{L-l}{l} \quad (8)$$

پیش از شروع آزمایش لازم است با یکی دیگر از ادوات الکتریکی با نام جعبه مقاومت آشنا شویم؛ جعبه مقاومت به نوعی یک مقاومت متغیر است که از تعدادی مقاومت با اندازه‌های از مرتبه متفاوت تشکیل شده که به صورت سری بهم متصل شده‌اند، تصویر جعبه مقاومت در و نحوه کارکرد آن در اشکال ۴ و ۵ آورده شده است. با برداشتن هر یک از پین‌ها، مقاومت مربوط به آن پین وارد مدار می‌شود. پین INF مربوط به حالت مدار باز یا مقاومت بی‌نهایت است.



شکل (۴): جعبه مقاومت و نحوه کارکرد آن

وسایل آزمایش

مدار پل وتستون، مدار پل تار، گالوانومتر (در اینجا مولتی متر استفاده شده)، چند مقاومت رنگی (که در مدار ساده‌ای آماده شده و در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد)، جعبه مقاومت، باتری

روش انجام آزمایش

الف) روش اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از رنگها: دو مقاومت رنگی به عنوان مقاومت مجهول در اختیار شماست. با توجه به توضیحات داده شده و جدول رنگها، مقدار هر مقاومت و خطای آن را خوانده و در جدول شماره (۴) یادداشت کنید.

جدول (۴)

	رنگ اول	رنگ دوم	رنگ سوم	رنگ چهارم	R_x	ΔR_x
R_{x1}						
R_{x2}						

ب) اندازه‌گیری مقاومت با استفاده از مولتی متر: ابتدا مولتی متر را بر روی قسمت OHMS و رنجی مناسب قرار دهید، سپس سیم‌ها را به دو سر مقاومت مورد نظر وصل کرده و مقدار آن را در جدول یادداشت کنید. لازم به ذکر است که دانشجویان عزیز باید مقاومت اهمی سیم‌های رابط را نیز از عدد نشان داده شده توسط مولتی متر کسر کنند تا مقدار واقعی مقاومت‌ها به دست آید. به همین ترتیب خطای مربوط به مقاومت نیز از مجموع خطای مربوط به سیم‌های رابط و دقت مولتی متر حاصل می‌شود.

جدول (۵)

	مقاومت سیم R_w	خطای سیم ΔR_w	عدد مولتی متر $R = R_x + R_w$	خطای مولتی متر ΔR	R_x $= R - R_w$	ΔR_x $= \Delta R + \Delta R_w$
R_{x1}						
R_{x2}						

ج) روش اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از پل وتستون: مداری مطابق شکل (۲) ببندید. به جای مقاومت متغیر R_3 از یک جعبه مقاومت استفاده کنید. پس از وصل کردن باتری آنقدر مقاومت R_3 را تغییر دهید تا حالت تعادل پل وتستون برقرار گردد. (از گالوانومتر هیچ جریانی عبور نکند)؛ تغییر مقاومت R_3 ، نباید به صورت سعی و خطا صورت گیرد، در اینجا از یک تکنیک استفاده می کنیم که بتوان براحتی و به صورت دقیق به حالت تعادل دست یافت؛ ابتدا با استفاده از روش رنگها مقاومت مجهول R_x را که در پی یافتن مقدار دقیق آن هستیم، به صورت تقریبی تعیین کرده و سپس با حاصلضرب مقاومت های روبرو، مقدار مقاومت R_3 را تخمین می زنیم، با مشاهده مقدار جریان عبوری از گالوانومتر متوجه نزدیکی این مقدار به صفر خواهیم شد؛ اکنون با تغییر مقاومت R_3 در ارقام کوچک و نزدیک به یک، مقدار صفر گالوانومتر را که بر روی دقت میکروآمپر قرار گرفته است می یابیم سپس مجدداً با استفاده از حاصلضرب مقاومت ها، رابطه ۴، مقدار دقیق مقاومت مجهول را به دست می آوریم. لازم به ذکر است این تکنیک یک تقریب برای نزدیک شدن به مقدار دقیق مقاومت R_3 است.

جدول (۶)

	R_1	R_2	R_3	R_x	ΔR_x
R_{x1}					
R_{x2}					

جدول (۶) با استفاده از نتایج به دست آمده از تکنیک تقریبی تکمیل خواهد شد؛ ضمناً R_1 ، R_2 ، R_3 با مولتی متر اندازه گیری می شوند.

روش محاسبه خطای عدم حساسیت گالوانومتر به تغییر مقاومت متغیر در پل وتستون

ابتدا با تغییر R_3 (مقاومت متغیر) حالت تعادل (صفر گالوانومتر) را بدست آورده و از رابطه (۴) مقدار R_x را مشخص کنید. سپس مقدار R_3 را آنقدر کم کنید تا گالوانومتر یک واحد تغییر کند. (در این حالت هنوز می توان گالوانومتر را صفر در نظر گرفت). مقدار مقاومت را یادداشت کنید $R_{3'}$ ، و از آن $R_{x'}$ را بدست آورید. حال مقدار R_3 را آنقدر زیاد کنید تا گالوانومتر در جهت عکس حالت قبلی یک واحد تغییر کند. مقدار مقاومت را یادداشت کنید، $R_{3''}$ و از رابطه (۴)، $R_{x''}$ را بدست آورید. از آنجایی که در هر فاصله ای از $|R_{x''} - R_{x'}|$ گالوانومتر مقدار صفر را نشان خواهد داد بنابراین مقدار ΔR_x به صورت زیر بدست خواهد آمد:

$$\Delta R_x = \frac{|R_{x''} - R_{x'}|}{2} \quad (9)$$

ج) اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از پل تار: مداری مطابق شکل (۳) ببندید. بجای مقاومت R از جعبه مقاومت استفاده کرده و مقدار آن را تعیین کنید. سر لغزنده را بتدریج در طول سیم AC حرکت دهید تا حالت تعادل بدست آید. نقطه تعادل یعنی نقطه D را بدست آورید و طول های $L - l$ ، l را از روی خط کش اندازه گرفته و از رابطه (۷) استفاده نموده و جدول (۷) را پر کنید. لازم به ذکر است طول خط کش انتخاب شده برای این آزمایش $L = 115 \text{ cm}$ است.

جدول (۷)

	$l \pm \Delta l$	$(L - l) \pm \Delta(L - l)$	$R \pm \Delta R$	R_x	ΔR_x
R_{x1}					
R_{x2}					

در اینجا با استفاده از مقادیر به دست آمده از هر ۴ روش جدول (۸) را تکمیل کرده و نتایج را با هم مقایسه کنید. به نظر شما کدام یک از روشها دقیقتر و کدام یک سریعتر است؟

جدول (۸)

	با استفاده از رنگها	با استفاده از پل وتستون	با استفاده از پل تار	با استفاده از ولت‌متر
$R_{x1} \pm \Delta R_{x1}$				
$R_{x2} \pm \Delta R_{x2}$				



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. چهار روش اندازه‌گیری مقاومت استاندارد الکتریکی در این آزمایش را بنویسید.
۲. مدار مربوط به پل وتستون را رسم کرده و رابطه مربوط به مقاومت مجهول را برای این پل بنویسید.
۳. نوع خطای مربوط به این آزمایش را نام برده و چگونگی اندازه‌گیری آن را به اختصار شرح دهید. در محاسبه این خطا، خطای R_3 مدنظر است یا R_x ؟
۴. رابطه مربوط به آزمایش پل تار را بنویسید. آیا این آزمایش با آزمایش پل وتستون از نظر ساختاری تفاوت دارد؟ به اختصار توضیح دهید.
۵. وجه تمایز روش پل وتسون و بل تار چیست؟ و کدام روش دقیق تر است چرا؟ روابط مربوط به هر کدام را بنویسید.
۶. روش محاسبه خطای عدم حساسیت جعبه مقومت در پل وتسون را توضیح دهید.
۷. روش های اندازه‌گیری مقاومت را نام ببرید؟ مفهوم خطای عدم حساسیت در اندازه‌گیری مقاومت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟ مربوط به کدام روش اندازه‌گیری است؟ این خطا مربوط به کدام وسیله است و نسبت به تغییرات کدام بخش مدار است؟
۸. مدار پل وتسون را رسم کنید و نوع خطایی که در اندازه‌گیری است را بنویسید.
۹. کدام روش اندازه‌گیری مقاومت سریع تر است؟ در روش پل وتسون به چه منظور از گالوانومتر (آمپر متر) استفاده شده است؟
۱۰. مدار پل وتسون برای چهار مقاومت بسته شده است خطای عدم حساسیت را توضیح دهید و برای مقادیر داده شده آن را محاسبه کنید؟

$$R_1 = 9890 \pm 10 \quad R_2 = 990 \pm 1 \quad R_3 = 5588 \pm 1$$

$$R'_3 = 5580 \quad R''_3 = 5591$$

$$I = 0.00 \quad I' = -0.01 \quad I'' = +0.01$$



آزمایش ۳ - تحقیق قانون اهم و اتصال مقاومتها

هدف آزمایش

بررسی تجربی قانون اهم و تحقیق رابطه مربوط به مقاومت معادل حاصل از بستن سری و موازی مقاومتها


مقدمه

قانون اهم: اگر دو سر یک رسانای فلزی را به یک اختلاف پتانسیل قابل تغییر V وصل کنیم و شدت جریان I را به ازای مقادیر مختلف V اندازه بگیریم، در صورتی که دما و سایر شرایط فیزیکی ثابت باشد مشاهده خواهیم کرد که جریان با ولتاژ متناسب می‌باشد، یعنی نسبت $\frac{V}{I}$ مقداری ثابت (برابر مقاومت رسانا) است. به عبارت دیگر منحنی تغییرات V بر حسب I یک خط راست می‌باشد.

موضوع فوق در قانون اهم خلاصه می‌شود که آنرا به صورت زیر می‌نویسیم:

$$V = IR \quad (1)$$

بستن سری و موازی مقاومتها: به وسیله دو مقاومت و یک پیل مداری مطابق شکل (۱) تشکیل می‌دهیم.



شکل (۱): مدار سری مقاومتها

براساس قانون کیرشهف جمع ولتاژ مقاومتها برابر با ولتاژ منبع است.

$$V = V_1 + V_2 \quad (2)$$

با کمک قانون اهم می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} IR &= IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \\ R &= R_1 + R_2 \end{aligned} \quad (3)$$

از رابطه (۳) نتیجه می‌شود که مقاومت کل برابر با جمع مقاومت‌های سری شده است:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad (4)$$

اگر دو مقاومت مطابق شکل (۲) به صورت موازی بسته شوند. مطابق قانون کیرشهف باید نوشت:


$$I = I_1 + I_2 \quad (5)$$



و با توجه به قانون اهم خواهیم داشت :

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} \quad (۶)$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (۷)$$



شکل (۲): مدار موازی مقاومتها

و به طور کلی مقاومت معادل برای چند مقاومت موازی شده از رابطه زیر بدست می‌آید :


$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad (۸)$$

وسایل آزمایش

رایانه، دستگاه Inter Face، مولتی‌متر، منبع تغذیه DC، مقاومت‌های رنگی و سیم‌های رابط

روش انجام آزمایش

الف - تحقیق قانون اهم: سه مقاومت رنگی در اختیار دارید. به وسیله یکی از مقاومتها و دستگاه Inter Face، مدار شکل (۳) را ببندید. برای آشنایی با دستگاه Inter Face به ضمیمه (۱) دستور کار مراجعه شود. لازم به ذکر است یادآور شود در تمامی مدارهای الکتریکی، ولتمتر به صورت موازی با المان موردنظر قرار خواهد گرفت و آمپرتر با قرار گرفتن به صورت سری، جریان مدار را اندازه‌گیری می‌کند.



شکل (۳): آزمایش اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی یک مقاومت

در مدار این آزمایش از منبع (ترمینال ۱) آمپر متر (ترمینال ۴) و ولت متر ۱۰-۰ (ترمینال ۳) دستگاه Inter Face، استفاده کنید.

پس از اطمینان از صحت مدار بسته شده، رایانه و Inter Face را روشن نموده و از روی دسکتاپ برنامه Resistance را اجرا کنید. پس از نمایش صفحه اصلی برنامه، بر روی دکمه New کلیک کنید تا اطلاعات قبلی پاک شود و سپس با کلیک بر روی دکمه Start آزمایش را شروع نمایید. به تغییرات مربوط به ولتاژ منبع (V_{in})، ولتاژ دو سر مقاومت (V_R) و جریانی که از مقاومت عبور می کند (I_R)، نشان داده می شود دقت نمایید.

ولتاژ منبع به تدریج زیاد می شود و در هر مرحله مقدار V_R و I_R توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

پس از پایان اندازه گیری، اطلاعات را بر روی Desktop ذخیره کرده و سپس نمودار V بر حسب I را با استفاده از نرم افزار ORIGIN رسم کنید. شیب این نمودار چه چیزی را نشان می دهد؟

مقدار مقاومت را از اهم متر خوانده و با مقداری که از روی نمودار بدست می آورید با در نظر گرفتن خطا مقایسه کنید.

آزمایش را برای مقاومت دوم تکرار کنید. چگونه از روی نمودار قانون اهم را نتیجه می گیرید؟

ب - بهم بستن مقاومتها به طور سری (متوالی): دو مقاومت R_1 و R_2 را به صورت سری بهم متصل کنید و مانند مدار شکل (۳) به دستگاه Inter Face وصل کنید. بعد از اندازه گیری ولتاژ و جریان توسط دستگاه، نمودار V بر حسب I را رسم کنید و از آنجا مقدار R مقاومت معادل مدار را بدست آورید.

این بار مقاومت معادل را از رابطه (۳) محاسبه کرده، نتایج حاصله را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

ج - بهم بستن مقاومتها به طور موازی: دو مقاومت R_1 و R_2 را به صورت موازی بهم وصل کنید و مقاومت حاصل را در مداری مانند مدار مرحله (ب) قرار دهید. با کشیدن نمودار V بر حسب I می توانید مقدار مقاومت کل را بدست آورید و با مقاومت معادلی که از رابطه (۴) محاسبه می شود مقایسه کنید. از مقایسه این دو مقدار چه نتیجه ای می گیرید؟



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. هدف آزمایش "تحقیق قانون اهم و اتصال مقاومتها" را بیان کنید.
۲. طبق قانون اهم تحت چه شرایط آزمایشگاهی جریان با ولتاژ متناسب است؟ دو مورد کافی است.
۳. شکل مداری برای تحقیق قانون اهم رسم کرده و چگونگی تحقیق این قانون را توضیح دهید.
۴. چگونه از روی نمودار قانون اهم را نتیجه گیری می‌کنند؟
۵. این آزمایش از چند قسمت تشکیل شده فقط عناوین مربوط به هر تحقیق را بنویسید.
۶. قانون اهم را تعریف کنید و چگونگی اثبات این قانون را توضیح دهید.
۷. بستن مقاومت‌ها به صورت سری و موازی را با رسم شکل مداری آنها نشان دهید و قوانین مربوط به محاسبه مقاومت معادل و نحوه ی محاسبه خطا را توضیح دهید.
۸. لزوم استفاده از دستگاه Interface در این آزمایش چیست؟
۹. نمودار به دست آمده از این آزمایش را رسم کنید؟ تحت چه شرایط آزمایشگاهی جریان با ولتاژ متناسب است؟
۱۰. دو مقاومت R_1 و R_2 داریم به طوری که $R_1 < R_2$ است چهار نمودار مربوط به هر کدام از مقاومت های R_1 و R_2 و هنگامی که به صورت سری و موازی بسته میشود را رسم کنید.
۱۱. دو مقاومت R_1 و R_2 به هم متصل شده اند شیب نمودار V بر حسب I برابر $20, 22$ است این دو مقاومت به چه صورت متصل شده اند؟ مقاومت معادل را از طریق مستقیم محاسبه کنید و خطای مقاومت محاسبه شده را از فرمول محاسبه کنید؟

R_1 : سبز آبی سیاه طوسی

R_2 : نارنجی نارنجی سیاه قره ای



آزمایش ۴ - تحقیق قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی

هدف آزمایش

بررسی تجربی قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی

مقدمه

قوانین کیرشهف:

قوانین کیرشهف در مدارهای الکتریکی شامل دو قانون است که عبارتند از:

۱- قانون جریانها: در هر گره یا نقطه تقاطع در یک مدار، مجموع جریان‌هایی که به آن نقطه وارد می‌شوند برابر مجموع جریان‌هایی است که از آن خارج می‌شوند. یعنی مجموع جبری جریان‌ها در یک گره برابر صفر است. این بدان معناست که بارهای الکتریکی که در هر شاخه مدار حرکت می‌کنند به محضی که به یک گره می‌رسند باید بسته به شرایط مدار در شاخه‌های خروجی از گره تقسیم شوند در غیر اینصورت فزونی بار الکتریکی خواهیم داشت و این یعنی بار باید در یک نقطه انبار شود که غیرممکن است.

$$\sum I = 0 \quad (\text{اصل بقای بار الکتریکی}) \quad (1)$$

۲- قانون ولتاژها: در هر مدار بسته الکتریکی جمع جبری تمام اختلاف پتانسیل‌ها برابر صفر است، این مهم از اصل بقای انرژی در مدارهای الکتریکی نشأت می‌گیرد؛ در صورتی که مجموع اختلاف پتانسیل‌های تک تک المان‌ها در یک حلقه بسته صفر نشود، یعنی انرژی تولید شده توسط اختلاف پتانسیل‌ها با انرژی مصرف شده برابر نخواهد بود و انرژی بقاء نخواهد داشت.

$$\sum V = 0 \quad (\text{اصل بقای انرژی}) \quad (2)$$

وسایل آزمایش: منبع تغذیه DC کنترل ولتاژ، ولت‌متر، میلی آمپر متر، مدارهای قانون کیرشهف


روش انجام آزمایش

الف - تحقیق تجربی قانون ولتاژهای کیرشهف: مدار شکل (۱) که از سه مقاومت R_1 ، R_2 و R_3 سری شده و یک منبع تغذیه، تشکیل شده است را ببینید.

کلید K را بسته و توسط ولت‌متر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های R_1 ، R_2 ، R_3 و V_{AB} (اختلاف پتانسیل دو نقطه A و B) را برای چهار مقدار مختلف V (دو سر منبع) اندازه گرفته و در جدول (۱) درج کرده و صحت رابطه زیر را بررسی نمایید.

$$\sum_{i=1}^3 V_{Ri} = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = V_{AB} = V \quad (3)$$






شکل (۱): مدار تحقیق قانون ولتاژهای کیرشهف

از آنجایی که با توجه به خطاهای موجود در آزمایش به احتمال بسیار زیاد مقدار محاسبه شده V' با مقدار اندازه‌گیری شده V برابر نخواهد بود بنابراین باید صحت رابطه $V' = V$ با احتساب خطا نشان داده شود و آن بدینگونه است که باید ابتدا بازه‌های $[V \pm \Delta V]$ و $[V' \pm \Delta V']$ را تشکیل داده در صورتی که این دو بازه (حتی در یک نقطه) دارای هم‌پوشانی باشند صحت رابطه تأیید شده است در غیر اینصورت رابطه از نظر آزمایش به تأیید نرسیده است.

جدول (۱)

$V_1 \pm \Delta V_1$	$V_2 \pm \Delta V_2$	$V_3 \pm \Delta V_3$	$V' = V_1 + V_2 + V_3$	$\Delta V'$	$V \pm \Delta V$

ب - تحقیق تجربی قانون جریانهای کیرشهف: مداری مطابق شکل (۲) ترتیب دهید که در آن دو مقاومت به صورت موازی به یک منبع تغذیه وصل شده است.



شکل (۲): مدار تحقیق قانون جریانها کیرشهف

کلید K را بسته، شدت جریان‌های I ، I_1 و I_2 را برای سه ولتاژ مختلف منبع با میلی‌آمپرتر خوانده و در جدول (۲) درج نمایید.




جدول (۲)

مقادیر I ، I_1 و I_2 برای سه بار ولتاژ مختلف				
$I_1 \pm \Delta I_1$	$I_2 \pm \Delta I_2$	$I \pm \Delta I$	$I' = I_1 + I_2$	$\Delta I'$

در هر حالت صحت قانون جریانهای کیرشهف برای نقطه B (یعنی رابطه $I = I_1 + I_2$) را با در نظر گرفتن خطاها تحقیق کنید.

ج - حل یک مدار شامل دو حلقه با استفاده از قوانین کیرشهف: با استفاده از مدار قسمت ب و یکی از مقاومت‌های مدار قسمت الف مدار شکل (۳) را ببندید.



شکل (۳): مدار تحقیق دو حلقه با استفاده از قوانین کیرشهف

بنابر قرارداد، جریانهای ورودی را با علامت مثبت و جریانهای خروجی را با علامت منفی مشخص می‌کنیم. هرگاه در جهت جریان از مقاومت عبور کنیم پتانسیل الکتریکی به اندازه RI کاهش می‌یابد و اگر همین مقاومت را در خلاف جهت جریان پشت سر بگذاریم پتانسیل الکتریکی به اندازه RI افزایش می‌یابد. هرگاه از درون منبع تغذیه و از پایانه منفی به مثبت منبع عبور کنیم (بدون توجه به جهت جریان) پتانسیل به اندازه نیرو محرکه منبع، \mathcal{E} ، افزایش می‌یابد و اگر در داخل منبع از قطب مثبت به منفی (بدون توجه به جهت جریان) برویم پتانسیل به اندازه نیرومحرکه منبع تغذیه کاهش خواهد یافت.

در ادامه اختلاف پتانسیل دو سر منبع (هنگامی که کلید K بسته است) را با ولتمتر اندازه گرفته، در جدول (۳) یادداشت کنید.

جدول (۳)

V	$R_1 \pm \Delta R_1$	$R_2 \pm \Delta R_2$	$R_3 \pm \Delta R_3$

پس از آن شدت جریان‌های I_1 ، I_2 ، I_3 را اندازه گرفته و در جدول (۴) درج کنید. سپس مدار را باز کرده با استفاده از اهم‌تر مقادیر R_1 ، R_2 ، R_3 را اندازه‌گیری کرده در جدول (۳) درج کنید.



جدول (۴)

	شدت جریان اندازه‌گیری شده I	شدت جریان محاسبه شده I'
$I_1 \pm \Delta I_1$		
$I_2 \pm \Delta I_2$		
$I \pm \Delta I$		


با استفاده از سه معادله زیر مقادیر شدت جریان I_1 ، I_2 ، I_3 را محاسبه کرده و با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه کنید.

$$\left| \begin{array}{l} \text{گره B} \\ \text{حلقه ۱} \\ \text{حلقه ۲} \end{array} \right| \begin{array}{l} \sum I = 0 \\ \sum V = 0 \\ \sum V = 0 \end{array} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} I - I_2 - I_1 = 0 \\ V - R_3 I - R_2 I_2 = 0 \\ R_2 I_2 - R_1 I_1 = 0 \end{array} \right. \begin{array}{l} (۴) \\ (۵) \\ (۶) \end{array}$$



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. قوانین جریانها و ولتاژهای کیرشهف را شرح داده و بگویید هر یک از این قوانین بر اساس کدام یک از اصول بقا به دست آمده‌اند.
۲. وسائل مورد نیاز در این آزمایش را ذکر نمایید.
۳. عنوان قسمت دوم آزمایش را بنویسید و بیان کنید در این قسمت چه رابطه‌ای بررسی می‌شود و خطای آن را محاسبه کرده و بگویید هر یک از پارامترهای خطا چگونه به دست می‌آیند؟
۴. اگر ولتاژهای اندازه‌گیری شده ۳،۴، ۴،۶، ۱،۸ و ۱۰،۲ ولت باشد و دقت ولتمتر باشد و دقت ولتمتر ۰،۲ باشد با در نظر گرفتن خطا قانون کیرشهف برقرار است؟
۵. شکل مداری مربوط به قسمت سوم آزمایش (حل یک مدار شامل دو حلقه) را رسم نموده و محاسبات مربوطه را انجام داده و سپس کمیت‌های معلوم و مجهول را دقیقاً تعیین نموده و بیان کنید هر کدام از پارامترهای معلوم باید چگونه اندازه‌گیری شوند؟
۶. قوانین کیرشهف برای جریان‌ها و اختلاف پتانسیل‌ها را برای مدارهای تک حلقه با رسم شکل توضیح دهید؟ این قوانین بر مبنای کدام اصول فیزیکی هستند؟
۷. برای مدار زیر قوانین کیرشهف را بنویسید؟ و نحوه‌ی محاسبه‌ی جریان‌ها را توضیح دهید؟
۸. در آزمایش بررسی قانون جریان‌های کیرشهف آمپر مترها به ترتیب اعداد ۷۵،۱، ۳۴،۶ و ۴۱،۷ و ۱۵۰،۴ آمپر را نشان میدهد با احتساب خطا تحقیق کنید که آیا قوانین کیرشهف برای جریان‌ها برقرار است؟ (خطای آمپر سنج ۰،۱ آمپر است)



آزمایش ۵ - تحقیق رابطه $R = \rho \frac{l}{S}$

اهداف آزمایش

۱. بررسی بستگی مقدار مقاومت سیم به طول، سطح مقطع و جنس سیم
۲. بررسی رابطه مقاومت سیم با دما

مقدمه

مقاومت فلزات در دمای ثابت با طول سیم، l ، سطح مقطع آن، S و کمیت مربوط به جنس سیم (مقاومت ویژه)، ρ ، به صورت $R = \rho \frac{l}{S}$ مرتبط است. ρ مقاومت ویژه به جنس سیم بستگی دارد.

وسایل آزمایش

پنج سیم‌پیچ با مشخصات مختلف، مولتی‌متر، یک سیم‌پیچ مسی نازک، دماسنج (که از مولتی‌متر استفاده می‌شود)

روش انجام آزمایش

الف - بررسی رابطه $R = \rho \frac{l}{S}$

در این آزمایش دما ثابت فرض می‌شود بنابراین R تنها به l و ρ بستگی دارد. برای انجام این آزمایش ابتدا با استفاده از مولتی‌متر باید مقاومت سیم‌هایی را که در اختیار دارید به دست آورده و رابطه بالا را تحقیق کنید. رشته سیم‌هایی را که بر روی صفحه‌ای نصب و مشخصات آن نوشته شده یک به یک بوسیله مولتی‌متر اندازه گرفته در جدول (۱) یادداشت کنید.

جدول (۱)

شماره سیم	طول	قطر	سطح مقطع	جنس سیم	R	ΔR
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						

با توجه به مقادیر جدول صحت تساوی‌های (۱) تا (۳) را با در نظر گرفتن خطا تحقیق کنید. لازم به ذکر است جهت بررسی آزمایشگاهی یک رابطه ابتدا باید هر یک از طرفین آن رابطه را با احتساب خطا محاسبه نمود سپس همپوشانی بازه‌های تشکیل شده هر یک را بررسی کرده در صورتی که همپوشانی داشته باشند (حتی در یک نقطه) صحت تساوی تأیید شده است در غیراینصورت رابطه از نظر آزمایشگاهی به تأیید نرسیده است.

به عنوان نمونه برای تساوی $\frac{R_1}{R_3} = \frac{l_1}{l_3}$ باید همپوشانی بازه‌های $\left[\frac{R_1}{R_3} - \Delta\left(\frac{R_1}{R_3}\right), \frac{R_1}{R_3} + \Delta\left(\frac{R_1}{R_3}\right) \right]$ و $\left[\frac{l_1}{l_3} - \Delta\left(\frac{l_1}{l_3}\right), \frac{l_1}{l_3} + \Delta\left(\frac{l_1}{l_3}\right) \right]$ بررسی شود تا صحت رابطه $\frac{R_1}{R_3} = \frac{l_1}{l_3}$ به تأیید برسد. برای سایر تساوی‌ها نیز همین کار برای متغیرهای مربوطه باید انجام شود.

نمایش دیگر بازه‌های تحقیق این تساوی به صورت $\left[\frac{R_1}{R_3} \pm \Delta\left(\frac{R_1}{R_3}\right)\right] = \left[\frac{l_1}{l_3} \pm \Delta\left(\frac{l_1}{l_3}\right)\right]$ می‌باشد.

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{l_1}{l_3} \quad (۱)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{S_2}{S_1} \quad (۲)$$

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{S_4 l_1}{S_1 l_4} \quad (۳)$$

با استفاده از مقادیر l و S به دست آمده در جدول (۱)، مقادیر زیر را با احتساب خطا به دست آورید.

$$\rho_{Cu} = ?$$

$$\rho_{Ag-Ni} = ?$$

ب - اندازه‌گیری ضریب دمایی مقاومت الکتریکی مس (α_T)

مقاومت فلزات با افزایش دما طبق رابطه $R_t \approx R_0(1 + \alpha t + \beta t^2)$ زیاد می‌شود که در آن R_0 مقاومت در دمای 0°C و α و β مقادیر ثابتی هستند. در این رابطه به توجه به کوچکتر بودن مقدار β در مقایسه با α در محیط آزمایشگاه، می‌توان با دقت بسیار خوبی از جمله سوم صرف‌نظر کرد. بنابراین R_t نسبت به دما، t ، خطی خواهد بود.

بشر شیشه‌ای را تا $\frac{3}{4}$ از آب گرم پر کنید. حسگر ترموکوپل را به مولتی متر وصل کنید و به کمک آن دمای آب را اندازه‌گیری کنید. یک حلقه سیم مسی که بر روی لوله پولیکا پیچیده شده را به اهم‌متر وصل کرده و داخل بشر قرار دهید و صبر کنید تا دما به حدود 85°C برسد دما و مقاومت سیم را همزمان بخوانید و در جدول (۲) یادداشت کنید. با کاهش دما به ازاء هر سه درجه یک بار R و T را اندازه بگیرید. نمودار مقاومت بر حسب دما با استفاده از نرم افزار Origin رسم کنید. آیا نمودار به دست آمده خطی است؟ ضریب زاویه (شیب) این نمودار چه چیز را نشان می‌دهد؟ با استفاده از نرم افزار Origin این کمیت را به دست آورید.

جدول (۲)

R(Ω)									
T($^\circ\text{C}$)									



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. اهداف موردنظر در آزمایش تحقیق رابطه $R = \rho \frac{l}{s}$ را بیان کنید.
۲. وسائل مورد نیاز در این آزمایش را ذکر نمایید.
۳. در این آزمایش مقاومت ویژه کدام نوع سیم (جنس سیم) محاسبه می‌شود و از چه رابطه‌ای؟
۴. در قسمت دوم آزمایش (بستگی دمایی مقاومت) الف) در نمودار ترسیمی محورهای X و Y نمایانگر چه پارامترهایی هستند؟
ب) از این نمودار چه کمیتی (نام کمیت ذکر شود) به دست می‌آید؟ ج) رابطه مربوط به این کمیت را بنویسید.
۵. دو نمونه از موارد احتمالی خطا در این آزمایش را به زعم خود بگویید.




آزمایش ۶ - قانون فارادی و قانون لنز

هدف آزمایش

بررسی قانون لنز و فارادی و تعیین نیروی محرکه القایی در یک سیم پیچ

مقدمه

الف - قانون فارادی : هر گاه دو سر یک هادی به شکل (۱) را به یک گالوانومتر متصل کنیم و مطابق شکل یکی از قطبهای آهنربای مغناطیسی را به سرعت به طرف آن نزدیک کنیم ملاحظه خواهیم کرد که عقربه گالوانومتر منحرف شده و عبور جریان را نشان می‌دهد. در صورتی که آهنربای مغناطیسی نسبت به هادی ساکن باشد، عقربه هیچ حرکتی را از خود نشان نمی‌دهد. (هیچ جریانی در مدار برقرار نمی‌باشد) وقتی آهنربای مغناطیسی را از حلقه دور کنیم عقربه در جهت عکس حالت قبل منحرف می‌شود. به عبارت دیگر جهت جریان در این حالت عکس جهت جریان در حالت قبل می‌باشد. جریانی که بدین ترتیب در مدار به وجود می‌آید جریان القایی نامیده می‌شود و می‌گوئیم که این جریان در اثر یک نیروی محرکه القایی حاصل شده است. طبق قانون فارادی، تغییر شار مغناطیسی نسبت به زمان در یک مدار، باعث ایجاد نیروی محرکه القایی می‌شود که با \mathcal{E} نمایش می‌دهند. در آزمایش فوق حرکت آهنربا باعث تغییر شار مغناطیسی عبوری از حلقه می‌شود.



شکل ۱: نمایی از مدار مربوط به بررسی قانون فارادی و لنز

ب - قانون لنز : برای تعیین جهت جریان القایی از قانون لنز استفاده می‌شود. طبق این قانون جهت جریان القایی به گونه‌ای است که با عامل به وجود آورنده خود مخالفت می‌کند. به عنوان مثال در شکل (۱) جریان به وجود آمده میدان مغناطیسی جدیدی در داخل و اطراف حلقه ایجاد می‌کند و جهت آن به گونه‌ای است که با نزدیک شدن آهنربای مغناطیسی (عامل به وجود آورنده) مخالفت می‌کند. این جهت را می‌توان طبق قانون دست راست بدست آورد. مطابق این دستور اگر پیچ حامل جریان را در دست بگیریم به طوری که چرخش چهار انگشت در جهت جریان باشد انگشت شست قطب N پیچ را مشخص می‌کند. قانون فارادی و قانون لنز در رابطه زیر خلاصه می‌شوند.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi}{dt} \quad (۱)$$

قاعده دست راست جهت تعیین میدان مغناطیسی درون و بیرون یک سیملوله در شکل (۲) نشان داده شده است.

اگر تغییر شار در N حلقه بوجود آید، نیروی محرکه القایی از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi}{dt} \quad (2)$$

ج - تعیین نیروی محرکه القایی: یکی دیگر از راههای ایجاد تغییر شار، استفاده از یک سیم حامل جریان AC متغیر است. با تغییر میدان مغناطیسی حاصل از تغییر جریان، شار عبوری از هر سطح دلخواهی در اطراف سیم تغییر خواهد کرد. حال اگر دو سیم پیچ هم محور داشته باشیم و از سیم پیچ اول جریان متناوب عبور کند، در سیم پیچ دوم تغییر شار نسبت به زمان خواهیم داشت. (شکل ۳). در اثر تغییرات شار یک نیروی محرکه القایی در سیم پیچ دوم به وجود می‌آید که مقدار آن را می‌توان به طریق زیر محاسبه کرد. اگر طول سیم پیچ اول بسیار بزرگتر از شعاع آن باشد، میدان \vec{B} در داخل سیم پیچ اول از رابطه تقریبی $B = \mu ni$ بدست می‌آید. که در آن $n \pm 100$ تعداد دورهای سیم پیچ اول در واحد طول، μ نفوذپذیری مغناطیسی داخل آن و $i = i_m \sin \omega t$ جریان متناوب عبوری از آن است. به علت متناوب بودن شدت جریان، میدان \vec{B} و در نتیجه شاری که از سیم پیچ دوم می‌گذرد دائماً تغییر کرده و باعث ایجاد یک نیروی محرکه القایی می‌شود که اندازه آن از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\varepsilon = N \frac{d\phi}{dt} = N \mu n A \omega i_m \cos \omega t = \varepsilon_m \cos \omega t \quad (3)$$

$$\varepsilon_m = N \mu n A \omega i_m = 2\pi v N \mu n A i_m \quad (4)$$

که در آن N تعداد دور ثانویه، A سطح مقطع سیم پیچ دوم و v فرکانس جریان متناوب می‌باشد. با توجه به اینکه وسایل اندازه‌گیری مانند آمپر متر و ولت متر در جریان متناوب مقدار مؤثر را اندازه می‌گیرند برای استفاده از رابطه (۴) در عمل باید آن را به صورت زیر نوشت.

$$\frac{\varepsilon_m}{\sqrt{2}} = \varepsilon_e \quad (6)$$

$$\frac{i_m}{\sqrt{2}} = i_e \quad (7)$$

$$\varepsilon_e = 2\pi v N \mu n A i_e \text{ (volt)} \quad (8)$$

وسایل آزمایش

گالوانومتر - سیم پیچ - آهن ربای میله‌ای - قطب نما - دو سیم پیچ هم محور - ولت متر AC - آمپر متر AC - مولد جریان متناوب


روش انجام آزمایش

الف - تحقیق قانون لنز: قبل از انجام آزمایش باید خاطر نشان کرد که گالوانومتر به گونه‌ای ساخته شده که عقربه به سمت درگاهی منحرف می‌شود که جریان از آن وارد گالوانومتر می‌شود. بنابراین اگر گالوانومتر در مدار قرار گیرد بدین صورت می‌توان جهت جریان در مدار را تشخیص داد.

ابتدا بدون بستن مدار و صرفاً با توجه به جهت حرکت آهن‌ربا نسبت به پیچ و قانون لنز و قاعده دست راست جهت جریان در پیچ را تشخیص دهید. سپس مدار را مطابق شکل (۲) ببندید و آزمایش را تکرار کنید و این بار جهت جریان را با استفاده از گالوانومتر تعیین کنید. اگر این دو حالت نتیجه یکسانی داشته باشند قانون لنز مورد تأیید است.




قطب شمال آهنربا را به انتهای سیم پیچ نزدیک کرده به سرعت داخل سیم پیچ کنید. به جهت حرکت عقربه گالوانومتر توجه کنید. اکنون آهنربا را به سرعت خارج کنید و جهت حرکت عقربه را مشاهده کنید. این عمل را با سرعت کمتر نیز انجام دهید چه تغییری مشاهده می کنید و چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آزمایش را با وارد و خارج کردن قطب جنوب آهنربا تکرار کرده و مشاهدات خود را یادداشت کنید.



شکل ۲: مدار مربوط به قسمت مشاهده جریان القایی (قانون لنز)

ب - تعیین مقدار نیروی محرکه القایی: مداری مطابق شکل (۳) ببندید. با اعمال یک جریان متناوب به دو سر سیم پیچ اولیه، نیروی محرکه القایی در دو سر سیم پیچ ثانویه را به وسیله ولت‌متر اندازه بگیرید. شدت جریان عبوری از مدار اولیه را یادداشت کرده و با استفاده از رابطه (۸) مقدار نیروی محرکه القایی را با احتساب خطا به دست آورده و ولتاژ اندازه‌گیری را با مقدار محاسبه شده مقایسه کنید.


$$(r = 1 \text{ cm}, \mu = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}, N = 600 \pm 50, \nu = 50 \text{ Hz})$$



شکل ۳: مدار مربوط به تعیین نیروی محرکه القایی

انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. با استفاده از قانون فاراده و لنز برای هر یک از سه شکل زیر ضمن مشخص نمودن الف) قطبهای القایی هر وجه (قاعده) سیملوله ب) جهت جریان و ج) عقربه گالوانومتر را تعیین کنید.



۲. در صورتی که سیملوله‌ای که تولید میدان می‌کند را سیملوله (۱) و سیملوله‌ای که در آن شار مغناطیسی القا می‌شود را سیملوله (۲) بنامیم، هر یک از پارامترهای مربوط به رابطه $(\mathcal{E}_e = 2\pi n N \mu n A i_e \text{ (volt)})$ را معرفی و بنویسید مربوط به کدام سیملوله است؟ با توضیح مختصر.

پارامتر	عنوان	مربوطه به سیملوله	توضیح اینکه چرا مربوط به سیملوله (۱) یا (۲) است را بنویسید
v			
N			
n			
A			
i_e			

۳. نیرو محرکه القایی محاسبه شده از رابطه اصلی $\mathcal{E}_e = 2\pi n N \mu n A i_e \text{ (volt)}$ با چه پارامتر اندازه‌گیری شده‌ای مقایسه می‌شود؟ دو مولتی متر که در این آزمایش استفاده می‌شوند به چه منظوری است؟



آزمایش ۷ - پر و خالی شدن خازن


هدف آزمایش

مطالعه پرشدن و خالی شدن خازن، روابط بهم بستن خازنها به صورت سری و موازی

مقدمه

خازن یکی از المان‌های الکترونیکی است که قابلیت ذخیره‌سازی بار و انرژی الکتریکی را در خود دارد و می‌تواند در مواقع موردنیاز از این بار و انرژی در سیستم‌های الکترونیکی تخلیه کرده و به استفاده رساند. انواع مختلفی از خازن‌ها وجود دارد اما همه آن‌ها شامل حداقل دو هادی هستند که توسط یک عایق، از یکدیگر جدا شده‌اند. نام این هادی‌ها صفحات خازن است. صفحات خازن می‌توانند از جنس فلز یا الکترولیت باشند. عایق دی الکتریک نیز لایه‌ای عایق است که بین صفحات خازن قرار می‌گیرد و ظرفیت خازن را افزایش می‌دهد، و جنس آن می‌تواند از شیشه، آب، سرامیک، پلاستیک، میکا، کاغذ و ... باشد. خازن‌ها در الکترونیک موارد استفاده فراوان دارند و بسته به نقشی که در مدارها ایفا می‌کنند انواع و اقسام گوناگونی می‌یابند که عبارتند از: خازن کاغذی، خازن میکایی، خازن شیمیایی (الکترولیتی)، خازن سرامیکی (غیر الکترولیتی) و خازن متغیر. در این آزمایش از خازنهای الکترولیتی استفاده می‌شود. این نوع خازن دارای قطب‌های مثبت و منفی مجزا است و در مدارهایی بکار می‌رود که جهت جریان عوض نمی‌شود (جریان DC).

۱- پر شدن خازن: اگر به دو سر صفحات یک خازن اختلاف پتانسیل ثابت یک منبع، V_0 ، وصل شود مقداری بار الکتریکی روی صفحات این خازن ذخیره می‌شود. این بار ذخیره شده متناسب با اختلاف پتانسیل اعمال شده می‌باشد و از رابطه $q = CV_0$ پیروی می‌کند. در این رابطه C (ابتدای کلمه Capacitor به نام خازن) را که ضریب تناسب است ظرفیت خازن می‌نامند؛ مقدار آن بستگی به خصوصیات فیزیکی خازن نظیر فاصله صفحات، مساحت صفحات و دی الکتریک استفاده شده در مابین صفحات دارد و از V_0 و q مستقل است. اختلاف پتانسیل‌های دو سر منبع، خازن و مقاومت را به ترتیب با V_0 ، V_C و V_R نشان داده و مداری مطابق شکل (۱) می‌بندیم.



شکل (۱): مدار مربوط به پر و خالی شدن خازن

در این آزمایش به جای منبع و مولتی‌متر جهت ثبت داده‌های موردنیاز از دستگاه اینترفیس و نرم‌افزار مربوط به آن به نام Capacitor استفاده می‌شود. اندازه‌گیریها کلاً توسط این نرم‌افزار صورت خواهد گرفت، بنابراین نیازی به استفاده از منبع تغذیه و مولتی‌متر جداگانه نمی‌باشد.

در مدار شکل (۱) با بستن کلید منبع، در مدار جریانی برقرار می‌شود و این جریان تا پر شدن خازن ادامه می‌یابد.

اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R در هر لحظه طبق قوانین ولتاژهای کیرشهف از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$V_R = V_0 - V_C \quad (۱)$$

با توجه به رابطه (۱) شدت جریان مدار در هر لحظه برابر است با:

$$I = \frac{V_0 - V_C}{R} \quad (۲)$$

از طرفی می‌دانیم که

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(CV_C)}{dt} = C \frac{dV_C}{dt} \quad (۳)$$

از روابط (۲) و (۳) نتیجه می‌شود:

$$\frac{V_0 - V_C}{R} = C \frac{dV_C}{dt} \quad (۴)$$

$$\frac{d(V_0 - V_C)}{V_0 - V_C} = -\frac{dt}{RC} \quad (۵)$$

(توجه کنید که V_0 مقدار ثابتی است)


رابطه (۵) یک معادله دیفرانسیل است و جواب آن به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\ln(V_0 - V_C) = -\frac{t}{RC} + \ln a \quad (۶)$$

در این رابطه a ثابت انتگرال گیری بوده و چون در لحظه $t = 0$ اختلاف پتانسیل دو سر خازن، V_C ، نیز برابر صفر است، مقدار a برابر V_0 می‌گردد. در نتیجه پاسخ معادله دیفرانسیل (۶) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V_C = V_0(1 - e^{-t/RC}) \quad (۷)$$

این رابطه تغییرات اختلاف پتانسیل دو سر خازن با زمان را در مسیر پر شدن خازن نشان می‌دهد. منحنی نمایش این تغییرات در شکل (۲) رسم شده است. حاصلضرب RC در رابطه (۷) را که بعد زمان دارد با τ نشان داده و به آن ثابت زمانی مدار می‌گویند. τ عبارت است از مدت زمانی که اختلاف پتانسیل دو سر خازن در مسیر پر شدن خازن به مقدار $0.63 V_0$ می‌رسد. با افزایش ولتاژ خازن نسبت به زمان ولتاژ خازن افزایش می‌یابد تا زمانی که ولتاژ دوسر خازن با ولتاژ دوسر منبع برابر می‌شود. در این لحظه اینترفیس به صورت خودکار مدار را قطع می‌کند و حالت اتصال کوتاه در مدار برقرار می‌شود که از این لحظه به بعد حالت خالی شدن خازن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.




شکل (۲): منحنی مربوط به تغییرات ولتاژ با زمان در حین پر شدن خازن

۲- خالی شدن خازن: بعد از پر شدن خازن، نرم افزار منبع تغذیه را از مدار حذف می کند و خازن پر جایگزین آن می شود. از این پس می توان نمودار خالی شدن (دشارژ) خازن را توسط نرم افزار مشاهده نمود. اختلاف پتانسیل دو سر خازن نیز در هر لحظه از رابطه زیر به دست می آید:

$$V_C = V_0 e^{-t/RC} \quad (۸)$$

در شکل زیر می توان نمودار خالی شدن خازن را مشاهده نمود:



شکل (۳): منحنی مربوط به خالی شدن خازن پس از پر شدن آن

در طول مدت خالی شدن خازن، بار و ولتاژ خازن مرتباً کاهش می یابد تا با تخلیه کامل نزدیک به صفر گردد. لازم به ذکر است گفته شود در مسیر خالی شدن مقدار $\tau = 0.37 V_0$ خواهد بود.

وسایل آزمایش

رایانه، دستگاه Interface، جعبه مقاومت، خازن، سیم رابط

روش انجام آزمایش

الف - پرشدن و خالی شدن خازن

قبل از شروع آزمایش، خازن مورد استفاده را تخلیه کنید. برای این کار کافی است دو سر خازن را با یک سیم بهم وصل کنید. سپس با استفاده از این مدار مطابق شکل (۱) ببینید.

برای بستن مدار از منبع (خروجی ۱) و ولتمتر صفر تا ده ولت (خروجی ۳) دستگاه Interface استفاده کرده و مقاومت را در محدوده $10\text{ k}\Omega$ انتخاب کنید. در این آزمایش نیازی به استفاده از میلی آمپر متر دستگاه Interface نیست.

با اجرا شدن برنامه، منبع ولتاژ ثابتی در حدود ۱۰ ولت به دو سر مدار اعمال می کند. با برقرار شدن جریان در مدار، ولتاژ خازن به تدریج افزایش یافته تا به ۹ ولت برسد.



بر روی صفحه مانیتور V_C (ولتاژ خازن) و time (زمانی که در آن ولتاژ اندازه‌گیری شده است) را مشاهده می‌کنید. پس از پر شدن خازن، منبع به صورت اتوماتیک قطع می‌گردد و مداری بین خازن و مقاومت ایجاد می‌شود. در این صورت V_C به تدریج کاهش یافته تا خازن کاملاً تخلیه شود.

در این مرحله مقادیر ولتاژ خازن در فواصل زمانی تعیین شده اندازه‌گیری و به صورت $V_C - Time$ ، نمایش داده می‌شود. تغییرات V_C بر حسب t را در حالت شارژ و دشارژ رسم کنید. از روی منحنی رسم شده، τ (ثابت زمانی مدار) را بدست آورده با معلوم بودن R ظرفیت خازن را محاسبه کنید.

نکته مهم: به احتمال زیاد پس از تعیین $0.63 V_0$ مقدار به دست آمده در داده‌های موجود از نرم‌افزار وجود نداشته باشد، از این رو باید از روش میان‌یابی نسبت به تعیین دقیق مقدار τ عمل شود.

بر روی بدنه خازن مقدار C با 20% خطا مشخص گردیده است. نتیجه حاصله را با این مقدار مقایسه کنید.

مراحل آزمایش را برای خازن دوم نیز انجام دهید.

برای یکی از خازنهای آزمایش را با نصف کردن مقاومت مدار تکرار کنید و نمودار V_C بر حسب t را رسم کنید. چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟

ب - بهم بستن خازنها به طور سری

دو خازن C_1 و C_2 را به طور سری بهم متصل نموده و آن را در مدار شکل (۱) قرار دهید. آزمایش را مانند مرحله قبل تکرار کرده و نمودار V_C بر حسب t و از آنجا τ را بدست آورید.

با داشتن مقدار τ می‌توانید C' را محاسبه کرده و از آنجا درستی رابطه زیر را تحقیق کنید.

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (9)$$

طبیعی است که ظرفیت خازن از ظرفیت تک تک خازنها کمتر می‌شود.

ج - بهم بستن خازنها به طور موازی

دو خازن C_1 و C_2 را به طور موازی بهم متصل نموده و به روش بالا C'' ، ظرفیت خازن معادل، را از رابطه زیر محاسبه کرده و از آنجا درستی رابطه را تحقیق کنید:

$$C'' = C_1 + C_2 \quad (10)$$

فراموش نشود تحقیق درستی یک تساوی با استفاده از همپوشانی بازه‌های یک کمیت با احتساب خطا امکان‌پذیر خواهد بود. یعنی بازه‌های

$$[C'' \pm \Delta C''] \text{ و } [(C_1 + C_2) \pm \Delta(C_1 + C_2)]$$



انتظار می‌رود دانشجوی پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. ظرفیت خازن به چه پارامترهایی بستگی دارد (سه مورد نام ببرید).
۲. رابطه مربوط به پر شدن خازن را بنویسید.
۳. نحوه تنظیمات دستگاه Interface در این آزمایش به چه صورت است؟
محدوده کاری (max و min) ولتمتر:
اندازه مقاومت مورد استفاده:
اندازه ولتاژ مورد استفاده منبع:
۴. نمودار مورد نظر در این آزمایش را رسم کرده و پارامترهای مربوط به محورهای (افقی و عمودی) مشخص کنید. از روی منحنی چه پارامتری مستقیماً به دست می‌آید؟ از این پارامتر چه پارامتری به صورت غیرمستقیم به دست می‌آید و چگونه (با روابط نشان دهید)؟




آزمایش ۸ - آشنایی با اسیلوسکوپ دیجیتال

هدف آزمایش

آشنایی با اسیلوسکوپ و نحوه استفاده از آن در اندازه‌گیری ولتاژ مؤثر، فرکانس مؤثر و مشاهده اشکال لیسازو

مقدمه

اسیلوسکوپ (Oscilloscope) یک دستگاه اندازه‌گیری است که از آن برای مشاهده شکل موج‌ها و اندازه‌گیری ولتاژ، زمان تناوب، اختلاف فاز و همچنین مشاهده منحنی مشخصه ولت - آمپر عناصر نیمه هادی مانند دیود و ترانزیستور استفاده می‌شود. از اسیلوسکوپ همچنین در دستگاه‌های پزشکی برای نشان دادن نوسان‌های مربوط به ضربان قلب و در خودرو برای مشاهده عملکرد دقیق سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی و در بسیاری موارد دیگر استفاده می‌شود. اسیلوسکوپ یک ولت متر دقیق است ولی توانایی اندازه‌گیری جریان را به طور مستقیم ندارد و برای اندازه‌گیری جریان باید از روش‌های غیرمستقیم مانند قانون اهم استفاده کرد. یکی از مزایای اسیلوسکوپ این است که برخلاف مولتی‌مترهای معمولی، در فرکانس‌های بالا نیز به خوبی کار می‌کند. اندازه‌گیری و مشاهده شکل موج‌ها در اسیلوسکوپ از ولتاژ با فرکانس صفر شروع و به فرکانس مشخصی ختم می‌گردد که معمولاً اسیلوسکوپ را با این فرکانس مشخص می‌کنند. مثلاً اسیلوسکوپ ۴۰ مگاهرتز، یعنی اسیلوسکویی که می‌تواند ولتاژهای DC و AC تا ۴۰ MHz را نمایش دهد. اسیلوسکوپ‌ها در انواع آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند که ما در اینجا به بررسی نوع دیجیتال آن می‌پردازیم و در ادامه هر جا کلمه اسیلوسکوپ را به کار رود منظور اسیلوسکوپ دیجیتال است. بررسی ساختمان داخلی اسیلوسکوپ بحث اصلی نیست بلکه هدف، آشنایی با قابلیت‌های اسیلوسکوپ و نحوه استفاده از آن می‌باشد. به دلیل اینکه طرز کار همه اسیلوسکوپ‌ها شبیه یکدیگر است و کلیدها و ولوم‌های آنها تقریباً یکی است در اینجا برای آموزش، از یک اسیلوسکوپ MEGATEK DSO5200 استفاده می‌شود که تصویر این اسیلوسکوپ در شکل (۱) قابل مشاهده است.



شکل (۱): اسیلوسکوپ MEGATEK DSO5200

اسیلوسکوپ‌ها در انواع یک کاناله و دو کاناله ساخته می‌شوند. اسیلوسکوپ مورد استفاده در آزمایشگاه از نوع دوکاناله می‌باشد. ضمناً این اسیلوسکوپ خود می‌تواند به عنوان یک فانکشن، یک موج مربعی به ولتاژ ۵ ولت متناوب با 1 kHz فرکانس تولید کند. خروجی شماره ۵.

در این آزمایش دانستن م شروع عمل مدارها موردنظر نمی‌باشد و فقط آشنایی با طرز کار و چگونگی بکار بردن دکمه‌های روی دستگاه کافی است. اکنون نام دکمه‌ها و کار هر یک به تفصیل شرح داده خواهند شد:

کد	نام کلید	توضیحات
۱	POWER	جهت روشن و خاموش کردن دستگاه که بر روی پانل جلوی دستگاه قرار دارد.
۲	CH1	کانال ۱ ورودی سیگنال ژنراتور به اسیلوسکوپ. ترمینال می‌تواند تا ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولت را تحمل کند.
۳	CH2	کانال ۲ ورودی سیگنال ژنراتور به اسیلوسکوپ. ترمینال می‌تواند تا ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولت را تحمل کند.
۴	EXT TRIG	ورودی مربوط به سیگنالهای مدارهای تحریک و تثبیت که این اسیلوسکوپ شش تحریک شامل (لبه، ویدئو، پهنای پالس، شیب، <i>overtime</i> و <i>swap</i>) دارد.
۵	$\square \sim 5@1\text{KHz}$	خروجی فانکشن سیگنال ژنراتور مربوط به خود دستگاه اسیلوسکوپ که می‌تواند به ورودی کانال CH1 یا CH2 منتقل شود.
۶	Horizontal Position	ولوم مربوط به جابجایی نمایش موج ورودی به اسیلوسکوپ در جهت افقی
۷	SEC/DIV	ولوم مربوط به تغییر نمایش موج ورودی به اسیلوسکوپ در جهت محور X (یا همان زمانی). تغییر نمایش افقی موج ورودی توسط این ولوم صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است فرکانس موج ورودی به اسیلوسکوپ تغییر نمی‌کند فقط تغییر در نحوه درجه گذاری محور افقی مختصات که در اینجا زمان است خواهد بود. یعنی به اصطلاح موج را کشیده‌تر و یا متراکم‌تر نشان می‌دهد.
۸ ۱۰	Vertical Position	ولوم مربوط به جابجایی نمایش موج ورودی به اسیلوسکوپ در جهت عمودی. کد (۸) مربوط به موج کانال ورودی CH1 و کد (۱۰) مربوط به موج کانال ورودی CH2
۹ ۱۱	VOLTS/DIV	ولوم مربوط به تغییر نمایش موج ورودی به اسیلوسکوپ در جهت محور Y (یا همان دامنه ولتاژ ورودی). تغییر نمایش عمودی موج ورودی توسط این ولوم صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است دامنه ولتاژ موج ورودی به اسیلوسکوپ تغییر نمی‌کند فقط تغییر در نحوه درجه گذاری محور عمودی مختصات که در اینجا دامنه ولتاژ است خواهد بود. یعنی به اصطلاح موج را کشیده‌تر و یا متراکم‌تر در جهت عمودی نشان می‌دهد. کد (۹) مربوط به موج کانال ورودی CH1 و کد (۱۱) مربوط به موج کانال ورودی CH2
۱۲	V0	با این پیچ می‌توان آیتیم‌های مختلف در منوی موجود در صفحه نمایشگر (که به صورت نوار آبی رنگ عمودی در سمت راست صفحه قرار گرفته) را انتخاب نمود و تغییرات لازم بر روی آنها را با کلیدهای F_0 تا F_6 صورت داد.
۱۳	SAVE/RECALL	به وسیله این کلید می‌توان تنظیمات انجام شده بر روی اسیلوسکوپ را برای موج ورودی <i>SAVE</i> کرد و در موقع لزوم با انتخاب کلید <i>RECALL</i> فراخوانی نمود.
۱۴	MEASURE	با این کلید می‌توان کلیه پارامترهای اندازه‌گیری شده توسط اسیلوسکوپ را بر روی منوی صفحه نمایشگر که در شکل (۱) آورده شده است را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که با دکمه <i>MODIFY</i> بر روی منوی صفحه نمایشگر دستگاه می‌توان ۸ پارامتر از ۳۲ پارامتر قابل اندازه‌گیری را که مدنظر است انتخاب نمود و نشان داد.
۱۵	ACQUIRE	این دکمه نوع و کیفیت و <i>mode</i> موج ورودی به اسیلوسکوپ را تعیین می‌کند.
۱۶	UTILITY	برای نمایش اطلاعات مربوط به دستگاه و مدل آن، بروزرسانی دستگاه، ذخیره‌سازی موج ورودی و کالیبراسیون
۱۷	CURSOR	مربوط به تعیین محل قرارگیری <i>CURSOR</i> بر روی صفحه نمایش دهنده موج، به منظور اندازه‌گیری دقیق زمان (بر روی محور X)، دامنه ولتاژ
۱۸	DISPLAY	مربوط به تعیین نوع نمایش موج ورودی (از نظر نمایش به صورت برداری و یا نقطه‌ای) تعیین میزان پایداری موج تعیین مد <i>YT</i> یا <i>XY</i> (مربوط به مشاهده اشکال لیسازو) تعیین میزان وضوح صفحه نمایش

در صورتی که نیاز باشد دستگاه پس از یک سری تغییرات مجدداً به حالت اولیه پیش فرض برگردد با فشردن کلید AUTO SET می‌توان این کار را انجام داد.	AUTO SET	۱۹
در صورتی که شکل گرفتن شکل موج را بخواهیم متوقف کنیم از دو کلید RUN/STOP یا SINGLE SEQ استفاده می‌کنیم.	RUN/STOP	۲۰
	SINGLE SEQ	۲۱
این کلید چک کردن سیگنال ورودی از طریق هر یک از کانالها مورد استفاده قرار می‌گیرد.	PROBE CHECK	۲۲
مربوط به تعیین سطح (خط زمینه) موج ورودی در مدارهای تحریک	TRIGGER LEVEL	۲۳
مربوط به منوی مدارهای تحریک	TRIG MENU	۲۴
تنظیم خط تنظیم سطح در سطح ۵۰ درصد	SET TO 50%	۲۵
مربوط به مدارهای تحریک	FORCE TRIG	۲۶
به منظور استفاده از HELP دستگاه و نمایش آن بر روی صفحه نمایش	HELP	۲۷
نمایش موج ستاپ پیش فرض	DEFULT SETUP	۲۸
جهت ذخیره شکل موج و سایر مشخصات فیزیکی بر روی USB	SAVE TO USB	۲۹
کلیه کلیدهای مربوط به تنظیم و انتخاب منوهای صفحه نمایش از F_0 تا F_6	FUNCTION KEYS	۳۰

مکانیزم آزمایش

هرچند هدف اصلی در این آزمایش این است که دانشجو با نحوه کار اسیلوسکوپ و کاربردهای آن آشنا شود ولی لازم است خاطرنشان کنیم که همانطور که در مقدمه گفته شد کاربرد اصلی این دستگاه مشاهده شکل موج‌ها و اندازه‌گیری ولتاژ، زمان تناوب و اختلاف فاز است. این موج در اصل توسط دستگاه دیگری به نام فانکشن سیگنال ژنراتور تولید می‌شود و توسط یک پراب ویژه به اسیلوسکوپ منتقل می‌گردد. در شکل (۲) نمایشی از دستگاه فانکشن سیگنال ژنراتور نشان داده شده است و قسمتهای مختلف آن در شکل مشخص شده است. موج تولیدی توسط فانکشن می‌تواند دامنه ولتاژ و فرکانس توسط کلیدها و پیچ‌های قرار گرفته بر روی آن تغییر کند که لازم است دانشجو آنها را در حین کار فراگیرد.

پیشتر نیز گفته شد که اسیلوسکوپ خود می‌تواند به عنوان یک فانکشن، یک موج مربعی به ولتاژ ۵ ولت متناوب با 1 kHz فرکانس تولید کند اما در اینجا علاوه بر موجهای مربعی استفاده از موجهای با شکل سینوسی نیز مدنظر است دانشجو می‌بایست در بخشهایی از آزمایش از فانکشن سیگنال ژنراتور نیز موجهای تولیدی را به اسیلوسکوپ بفرستند و آنها را مطابق روشی که در آزمایش گفته شده تحلیل نمایند.



شکل (۲): فانکشن سیگنال ژنراتور و مشخصات کلیدهای دستگاه

آنچه لازم است در اینجا ذکر شود این است که تمامی تغییرات بر روی دامنه ولتاژ، فرکانس یا تغییر فاز موج ورودی به اسیلوسکوپ توسط این دستگاه (فانکشن) انجام می‌شود و هر تغییری که توسط اسیلوسکوپ صورت می‌گیرد صرفاً نمایش موج ورودی تغییر می‌کند و نه ولتاژ و فرکانس موج، به عبارت دیگر در صورتی که با تنظیم کلیدی بر روی اسیلوسکوپ تغییری در شکل موج و دامنه آن نمایش داده شود در حقیقت تغییر در اندازه‌های مربوط به محورهای مختصات صفحه نمایش دستگاه است ولی در اصل موج ورودی و مشخصات اصلی فیزیکی آن تغییری روی نداده است.

وسایل آزمایش

اسیلوسکوپ، فانکشن سیگنال ژنراتور، مولتی‌متر دیجیتال، پراب مخصوص


روش انجام آزمایش

تنظیم اسیلوسکوپ

پیش از روشن کردن اسیلوسکوپ از پراب مربوطه که در دسترس قرار گرفته است به خروجی شماره (۵) دستگاه که در شکل شماره (۱) آمده است وصل کنید. (لازم است دانشجو پیش از این کار نحوه اتصال پراب را از مربی خود جویا شود). سپس سر دیگر پراب را به کانال ورودی CH1 که در شکل (۱) با کد ۲ مشخص شده است وصل کرده، کلید تنظیم روی پراب را در حالت X1 قرار داده (منظور پراب اختصاصی اسیلوسکوپ است و نه فانکشن) و دستگاه را با دکمه POWER روشن کنید. پس از نمایش موج مربعی، دکمه AUTO SET با کد (۱۹) را فشار داده تا حالت پیش فرض موج ورودی را بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ببینید. حال باید با زدن دکمه SET TO 50% موج را به خط مرکزی صفحه نمایش انتقال دهید از آنجایی که موج ورودی قابل تحلیل در این آزمایش AC است می‌بایست کلید CH1 MENU را که در قسمت VERTICAL دستگاه قرار گرفته فشار داده و با فشردن کلید F_1 گزینه AC را انتخاب کنید. سپس برای نمایش دقیقتر تنظیمات VOLTS/DIV بهتر است با فشردن کلید F_3 گزینه FINE را انتخاب کرده و در قسمت PROBE گزینه 1X را علامت بزیند، پس از آن با زدن کلید TRIG MENU با کد (۲۴) در قسمت COUPLING با فشردن کلید F_5 گزینه AC را انتخاب کنید. ضمناً در صورتی که موج حالت لرزان و یا متحرک دارد با تنظیم کلید TRIGGER LEVEL با کد (۲۳) موج را ساکن کرده و پیرو آن با تنظیم کلید VOLTS/DIV با کد (۱۱) به اندازه مناسبی از یک یا دو موج کامل (تقریباً ۳ قله موج بر روی صفحه نمایش نشان داده شود) بر روی صفحه نمایش برسید. (موج در حقیقت در حال حرکت با سرعت زیاد است بطوری که خطای چشمی است که موج را در حالت سکون نشان می‌دهد) اکنون اسیلوسکوپ جهت اندازه‌گیری‌های بعدی آماده است و می‌توان تعداد مشخصی موج کامل که بر روی صفحه نمایش به صورت ساکن و قابل اندازه‌گیری نمایش داده شده است را مشاهده نمود. جهت قسمتهای بعدی آزمایش لازم است که مقادیر دقیق کلیدهای VOLTS/DIV، SEC/DIV، مقدار دامنه ولتاژ میانگین و فرکانس میانگین بر روی صفحه نمایش نشان داده شوند. در شکل (۳) موقعیت برخی از این کلیدها نشان داده شده است. لازم به ذکر است جهت نمایش اطلاعات مربوط به کلیه اندازه‌گیری‌هایی که اسیلوسکوپ قابلیت نمایش آنها را دارد (۳۲ پارامتر مختلف) با زدن کلید MEASURE امکان‌پذیر خواهد بود.


ضمناً در صورتی که هر بار از دکمه AUTO SET استفاده می‌کنید کلیه تنظیمات به حالت قبل برگشته و لازم است تمامی مراحل مجدداً از ابتدا تکرار شود. معمولاً هر یکی از موج‌های ورودی از کانال‌های CH1 و CH2 دارای رنگ متفاوتی (اولی زرد رنگ و دومی آبی رنگ) است. ولی با این حال کانال موج ورودی در پایین موج نشان داده شده درج شده است. این موضوع در شکل (۳) نیز نمایش داده شده است.





شکل (۳): شکل ولتاژ یک موج سینوسی بر حسب زمان با موقعیت کلیدها بر روی صفحه نمایش

الف) اندازه‌گیری دوره تناوب و فرکانس: موجی با فرکانس مجهول از خروجی موج سینوسی فانکشن به ورودی عمودی (CH1) آن وصل کنید. در اینجا باید موج را به صورت ساکن و قابل اندازه‌گیری مشاهده کرد؛ سپس با ضرب تعداد خانه‌های در بر گرفته شده توسط یک موج متناوب در عدد مربوط به کلید SEC/DIV و معکوس نمودن حاصل، فرکانس موج موردنظر را به دست آورد. این فرکانس (تعداد موجهای کامل در یک دوره تناوب) با احتساب خطا باید معادل فرکانس نشان داده شده بر روی منوی اندازه‌گیری صفحه نمایش باشد. به عنوان مثال با فرض اینکه ضریب SEC/DIV برابر با 0.5 ms و موج قابل مشاهده بر روی صفحه نمایش به صورت زیر باشد، زمان تناوب شکل موج نمایش داده شده در شکل (۴) از روش زیر بدست آورده می‌شود.



شکل (۴): شکل پتانسیل یک موج سینوسی بر حسب زمان

همانطور که در شکل (۴) مشاهده می‌شود تعداد خانه‌های روی محور افقی (زمانی) در بر گرفته شده توسط یک سیکل کامل برابر با ۶ خانه می‌باشد. بنابراین زمان تناوب برابر است با :

$$T = (+2.6 - (-3.4)) \times 0.5 \text{ ms} = 3 \text{ ms}$$

اگر بخواهیم فرکانس یک سیگنال متناوب را بدست آوریم تنها کافی است عدد یک را بر زمان تناوب (زمان اندازه‌گیری یک موج کامل) آن سیگنال تقسیم کنیم. به عنوان مثال فرکانس موج سینوسی نمایش داده شده در شکل (۴) برابر است با:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3 \text{ ms}} = \frac{1000}{3} = 333.3 \text{ Hz}$$

در اینجا دوره تناوب و فرکانس را برای ۵ موج تنظیم شده (با استفاده از فانکشن سیگنال ژنراتور) اندازه گرفته سپس مولتی متر را در حالت Hz قرار داده و به وسیله آن با راهنمایی مربی فرکانس موج خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه بگیرید و با حالت مربوط به اسیلوسکوپ مقایسه کنید. نتایج را در جدول (۱) بنویسید.

جدول (۱)

موقعیت کلید SEC/DIV	تعدادخانه‌های افقی اشغال شده از max تا max	فرکانس محاسبه شده از خانه‌ها ($f_e = 1/T$)	فرکانس نمایش شده توسط اسیلوسکوپ	فرکانس موج خروجی از فانکشن (f_e) بامولتی متر

(ب) اندازه‌گیری ولتاژ: اکنون می‌خواهیم دامنه موجی را که روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کردید محاسبه کرده و با مقدار به دست آمده از ولتاژ مؤثر اندازه‌گیری شده با مولتی متر از دو سر فانکشن سیگنال ژنراتور مقایسه کنیم. پیش از هرچیز لازم است ذکر شود که مقداری که مولتی متر از دو سر فانکشن اندازه می‌گیرد ولتاژ مؤثر موج خروجی است. مقدار ولتاژ مؤثر نیز برابر است با $V_e = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$. در صورتی که سیگنال ورودی، یک سیگنال AC باشد برای بدست آوردن ولتاژ پیک آن، تعداد خانه‌های اشغال شده بین پیک سیگنال بالایی و پایینی سیگنال AC (فاصله عمودی یک نیم موج کامل) را شمرده و در ضریب VOLTS/DIV ضرب کنید و برای بدست آوردن ولتاژ مؤثر این سیگنال، مقدار ولتاژ پیک بدست آمده را بر $2\sqrt{2} = 2.83$ تقسیم کنید. به عنوان مثال در شکل (۴) که یک سیگنال سینوسی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شده است، اگر ضریب VOLTS/DIV برابر با ۵ ولت باشد مقدار ولتاژ پیک و مؤثر این سیگنال را بدست می‌آوریم. نصف فاصله max سیگنال سینوسی نمایش داده شده در شکل (۴) تا min سیگنال برابر است با مقدار ولتاژ پیک. از این رو برای بدست آوردن ولتاژ پیک سیگنال سینوسی ابتدا تعداد خانه‌های بین max سیگنال سینوسی و min سیگنال را شمرده که با توجه به شکل (۴) تعداد این خانه‌ها ۶ عدد می‌باشد و سپس با ضرب کردن تعداد خانه‌های شمارش شده در ضریب VOLTS/DIV مقدار ولتاژ پیک سیگنال سینوسی بدست می‌آید. یعنی در این مثال مقدار ولتاژ پیک سیگنال سینوسی برابر است با:

$$V_{max} = \frac{\text{تعداد خانه های اشغال شده} \times \text{VOLTS/DIV}}{2} = \frac{6 \times 5}{2} V = 15 V$$

برای بدست آوردن ولتاژ مؤثر سیگنال سینوسی فقط کافی است مقدار ماکسیمم پیک سیگنال سینوسی را بر $\sqrt{2}$ تقسیم کنیم؛ یعنی در این مثال مقدار ولتاژ مؤثر سیگنال سینوسی برابر است با:

$$V_e = \frac{\text{تعداد خانه های اشغال شده} \times \text{VOLTS/DIV}}{2\sqrt{2}} = \frac{6 \times 5}{2\sqrt{2}} V = 10.6 V$$


حال ولت متر AC را به دو سر سیگنال ژنراتور متصل کرده و ولتاژ خوانده شده را با قسمت قبل مقایسه کنید. دامنه ولتاژ ژنراتور را تغییر دهید و مجدداً آن را اندازه‌گیری کنید. نتایج را در جدول (۲) بنویسید. (ولت متر AC مقدار مؤثر ولتاژ، V_e ، را نشان می‌دهد و لازم است رابطه بین V_e و $V_{min-max}$ جهت مقایسه در نظر گرفته شود)



جدول (۲)

موقعیت کلید VOLTS/DIV	تعداد خانه‌های اشغال شده از min تا max	$V_{\min-\max}$ (تا max) از خانه‌ها اسیلوسکوپ ($V_{m-m}/2\sqrt{2}$)	V_e توسط اسیلوسکوپ	ولتاژ موج خروجی فانکشن (V_e) با مولتی متر

ج) مشاهده اشکال لیسازو: از ترکیب دو موج سینوسی $x(t) = a \sin(2\pi f_1 t + \delta)$ و $y(t) = b \sin 2\pi f_2 t$ در دو امتداد عمود بر هم به شرط آنکه فرکانس یکی مضرب صحیحی از فرکانس دیگری باشد اشکال بسته‌ای تشکیل می‌شود که به اشکال لیسازو معروف هستند. چند نمونه از آنها را در شکل (۵) مشاهده می‌کنید. دو موج سینوسی مختلف به ورودیهای X و Y بدهید. ورودیهای X و Y در اینجا همان کانال‌های CH1 و CH2 هستند. همه تنظیمات مربوط به دستگاه در خصوص نوع موج ورودی و اندازه‌های آنها، سیگنال متناوب یا AC مطابق با قسمت اول روش آزمایش انجام شود سپس با فشردن کلید DISPLAY، گزینه DSO MODE را بر روی XY تنظیم کنید، سپس با تنظیم ولوم‌های مربوط به فرکانس فانکشن‌ها به صورتی که فرکانس Y مضرب صحیحی از X باشد (و یا بالعکس) اشکال لیسازو را در حالت‌های مختلف مشاهده نمایید.

شکل (۵): اشکال لیسازو به ازاء $n = f_y/f_x$ های متفاوت

نکات قابل توجه برای تنظیم فانکشن و اسیلوسکوپ به منظور نمایش بهتر اشکال لیسازو


۱. فرکانسها از مرتبه ۲۰۰ هرتز باشد. یعنی رنج یکی بر روی 100 × باشد و دیگری بر روی 10 ×
۲. دامنه ولتاژ فانکشن ها حدود ۵۰ درصد مقدار بیشینه باشد.
۳. ابتدا تک تک موجها را به صورت جداگانه بر روی اسیلوسکوپ نمایش دهید و بعد خروجی XY بگیرید.
۴. پس از اتصال پرابها به اسیلوسکوپ ابتدا از طریق CH1 MENU و CH2 MENU گزینه AC و LIMIT ON و Fine را انتخاب کرده و با زدن کلید AUTO SET و تنظیم TRIGGER LEVEL موجها را ساکن کنید. سپس با فشردن کلید DISPLAY و انتخاب کلید XY می توانید اشکال لیسازو را به صورت مبهم مشاهده کنید. در این مرحله برای نمایش واضح تر باید سراغ فانکشن ها رفت با تنظیم ولوم فرکانس به نمایش دقیقی از این اشکال دست پیدا کرد.

به عنوان یک کاربرد برای اشکال لیسازو اگر نسبت $n = \frac{f_y}{f_x}$ باشد، تعداد نقاط max یا min منحنی برابر n بوده و با داشتن یکی از فرکانسها و دانستن n می توان فرکانس موج دیگر را تعیین نمود.

پارامترها	نوع منحنی
$n = 1, \delta = 0$	خط
$a = b, n = 1, \delta = \pi/2$	دایره
$a \neq b, n = 1, \delta = \pi/2$	بیضی
$n = 2, \delta = \pi/2$	قسمتی از یک شلجمی

اندازه گیری اختلاف فاز: با توجه به دو کاناله بودن اسیلوسکوپهای موجود در آزمایشگاه می توان به از سال دو موج از فانکشنها بر روی اسیلوسکوپ اختلاف فاز بین آنها را اندازه گیری کرد. دو روش برای اندازه گیری اختلاف فاز وجود دارد:

- ۱) ابتدا توسط کلید Sec/Div و ولوم Volt Variable سعی می کنیم یک سیکل از سیگنال متناوب، تعداد خانههای زیادی را در بر گیرد (در اندازه گیری اختلاف فاز چون کاری با ضرایب Sec/Div نداریم می توانیم ولوم Volt Variable را از حالت Cal خارج کنیم) سپس ۳۶۰ درجه را بر تعداد خانههای در بر گرفته شده توسط یک سیکل تقسیم می کنیم تا مقدار اختلاف فاز به ازای هر خانه مشخص شود. سپس تعداد خانههای قرار گرفته بین دو شکل موج در راستای افقی را در مقدار اختلاف فاز به ازای هر خانه ضرب کرده تا اختلاف فاز بین دو شکل موج بدست آید. اختلاف فاز را با Φ (فی) نمایش می دهند. به عنوان مثال در شکل (۶) اختلاف فاز بین دو شکل موج چقدر است؟




شکل (۶): دو موج با اختلاف فاز مشخص بر روی صفحه اسیلوسکوپ

$$\frac{360}{8} = \text{اختلاف فاز به ازاء هر خانه}$$

تعداد خانه‌های قرار گرفته بین دو شکل موج در راستای افقی = ۲ خانه


$$\varphi = \frac{360}{8} \times 2 = 45^\circ$$

(۲) دومین روش برای اندازه‌گیری اختلاف فاز بین دو شکل موج، استفاده از اشکال لیسازور است. برای این منظور اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار داده و پس از اعمال شکل موج‌ها به کانال‌های X و Y، توسط کلید Volt/Div و ولوم Volt Variable هر یک از دو کانال، شکل موج ایجاد شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را طوری تنظیم می‌کنیم که تا حد امکان بزرگ و تماماً داخل صفحه نمایش اسیلوسکوپ باشد. در این صورت یکی از پنج تصویر نشان داده شده در شکل (۷) بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می‌شود.



شکل (۷): پنج تصویر لیسازو با نسبت فرکانس ۱ و فاز متفاوت

در تصویرهای ۱ و ۳ و ۵ مقدار اختلاف فاز بین دو موج مشخص است اما در تصویر ۲ برای بدست آوردن اختلاف فاز بین دو موج به طریق زیر عمل می‌کنیم:



شکل (۸): دو موج با اختلاف فاز مشخص بر روی صفحه اسیلوسکوپ

$$\varphi = \sin^{-1} \frac{B}{A}$$

در صورت ایجاد تصویر ۴ بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، از رابطه زیر برای محاسبه اختلاف فاز بین دو شکل موج استفاده می‌شود:

$$\varphi = 180 - \sin^{-1} \frac{B}{A}$$



انتظار می‌رود دانشجوی پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. اهداف اصلی در این آزمایش را ذکر نمایید.
۲. مزیت اصلی اسیلوسکوپ نسبت به مولتی‌مترهای معمولی چیست؟ نوع اسیلوسکوپ مورد استفاده در این آزمایش (آنالوگ یا دیجیتال) را بنویسید.
۳. روش محاسبه فرکانس موج ارسالی از منبع تولید سیگنال به اسیلوسکوپ را توضیح داده و بگویید این فرکانس با چه فرکانسی مقایسه می‌شود؟
۴. روش محاسبه ولتاژ ژنراتور (از موج ارسالی از منبع تولید سیگنال به اسیلوسکوپ) را توضیح داده و بگویید این ولتاژ با چه ولتاژی مقایسه می‌شود؟
۵. در صورتی که دو موج سینوسی مختلف به ورودیهای X و Y داده شود در چه صورتی اشکال لیسازو تشکیل شده و قابل مشاهده خواهند بود؟



آزمایش ۹ - ترانسفورماتور

هدف

بررسی تجربی ترانسفورماتور، تحقیق قانون نسبت تعداد دور سیم‌پیچها و مقایسه با یک ترانسفورماتور ایده‌آل

مقدمه


یکی از کاربردی ترین دستگاههای مرسوم در مدارهای الکتریکی ترانسفورماتورها یا به اختصار ترانس ها می باشند. ترانسفورماتور عبارتست از وسیله‌ای که از طریق یک میدان مغناطیسی متغیر انرژی الکتریکی را از یک سطح ولتاژ به انرژی الکتریکی در سطحی دیگر از ولتاژ تبدیل می‌کند. لذا ترانسها برای انتقال انرژی الکتریکی AC از یک مدار به مدار دیگر AC بدون تغییر فرکانس مدار بکار می‌روند. این امر در خصوص انتقال انرژی الکتریکی اهمیت زیادی دارد. زیرا در خطوط انتقال برای کاهش تلفات اهمی جریان الکتریسته را با ولتاژهای زیاد ولی جریانهای کم انتقال داده و سپس در محل مصرف مجدداً به حد دلخواه کاهش می‌دهند. با توجه به اینکه شدت جریان در مدار با توان ۲ تلفات اهمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا مثلاً با کاهش جریان به نصف (ولتاژ دو برابر) تلفات اهمی به ۴ برابر کاهش خواهد یافت. امروزه مولدهای برق به طور معمول جریان برق را با ولتاژی بین ۱۲ الی ۲۵ کیلو ولت تولید می‌کنند. این ولتاژ توسط ترانس‌های افزایشنده به ۱۱۰ الی ۱۰۰۰ کیلو ولت افزایش یافته و به نقاط دور دست منتقل می‌گردد. علاوه بر این بدلیل تنوع در مصرف کننده‌ها از نقطه نظر قدرت مصرفی و ولتاژ مورد نیاز امروزه اکثر مصرف کننده‌ها به منظور تطبیق ولتاژ ورودی به ولتاژ مورد نیاز مجهز به ترانس می‌باشند. در مرکز تولید برق (نیروگاه) و در محل مصرف بنا به دلایل ایمنی بهتر است با ولتاژهای نسبتاً کم کار شود؛ از طرف دیگر برای انتقال انرژی الکتریکی از محل نیروگاه تا محل مصرف بهتر است که جریان کمترین مقدار ممکن باشد تا تلفات اهمی خطوط انتقال به حداقل برسد. از ترانسفورماتورهای افزایشنده برای افزایش ولتاژ مولدهای برق استفاده می‌شود، سپس انرژی را با این ولتاژ انتقال می‌دهند. در انتهای خط از ترانسفورماتورهای کاهشنده ولتاژ استفاده شده و اختلاف پتانسیل را تا حد امکان کاهش می‌دهند.

ترانسفورماتور یک ماشین الکتریکی است که توانایی تغییر ولتاژ (افزایش یا کاهش) در مدارها را داراست. از این پس به بررسی پارامترهای مؤثر ترانسفورماتور خواهیم پرداخت. اولین پارامتر توان ترانسفورماتور است:

توان متوسط جریان متناوب برابر است با: $P_{av} = \epsilon_{rms} i_{rms} \cos \varphi$ که ϵ_{rms} جذر میانگین مربعی ϵ و i_{rms} جذر میانگین مربعی جریان مدار است. این ولتاژ و جریان همان مقادیر مؤثر هستند که مولتی‌مترها برای نوع متناوب (AC) اندازه‌گیری می‌کنند. به‌جز $\cos \varphi = 1$ ، اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ صفر است و برای به دست آوردن یک توان معین می‌توان ϵ_{rms} و i_{rms} را به گونه‌ای انتخاب کرد که حاصلضرب آنها مقدار ثابتی باشد؛ بنابراین به‌وسیله‌ای نیاز داریم که با توجه به محدودیتهای فنی بتواند اختلاف پتانسیل مدار را کاهش یا افزایش دهد و همزمان حاصلضرب $\epsilon_{rms} i_{rms}$ را ثابت نگه دارد. ترانسفورماتور چنین وسیله‌ای است که با جریان متناوب کار می‌کند.

قابل تغییر بودن ولتاژ به وسیله ترانسفورماتورها مهمترین علت استفاده از آنها در صنعت است. در صنعت جو شکاری که حرارت فوق العاده زیاد موردنیاز است، باید مقدار جریان زیاد و ولتاژ نسبتاً کم باشد. در این مورد از ترانسفورماتور کاهشنده استفاده می‌شود. ساده‌ترین نوع ترانسفورماتور در شکل ۱ نشان داده شده است. این ترانسفورماتور از یک هسته آهنی و دو سیم پیچ با تعداد دور متفاوت تشکیل شده است. که بسته به اینکه منبع ولتاژ AC به کدام سیم‌پیچ متصل شده باشد ولتاژ افزایش یا کاهش می‌یابد.

^۱ برای مطالعه بیشتر به کتاب فیزیک هالیدی، فصل جریانهای متناوب مراجعه شود.



شکل ۱: نمونه‌ای از یک ترانسفورماتور کاهنده

این ترانسفورماتور از دو سیم‌پیچ اولیه و ثانویه که بر روی یک هسته با خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی بالا (مانند آهن) پیچیده شده‌اند، تشکیل شده است. سیم‌پیچ اولیه با N_1 دور به منبع تغذیه متناوب با نیروی محرکه الکتریکی \mathcal{E} که از رابطه $\mathcal{E} = \varepsilon_m \sin \omega t$ به دست می‌آید، وصل شده است. سیم‌پیچ ثانویه با N_2 دور، تا زمانی که مدار باز است جریانی از آن عبور نمی‌کند. فرض کنید مقاومت سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه و همچنین تلفات مغناطیسی در هسته آهنی قابل صرف‌نظر کردن است و سیم‌پیچ ثانویه در حالت مدار باز است. در این وضعیت سیم‌پیچ اولیه یک القاگر است و با عبور جریان متناوب از آن شار مغناطیسی متناوب در هسته آهنی القا می‌شود. با فرض اینکه تمام این شار مغناطیسی از سیم‌پیچ ثانویه عبور می‌کند، با توجه به قانون القای فارادی نیروی محرکه الکتریکی هر دور، برای هر دور سیم‌پیچ اولیه و ثانویه یکسان است. پس همانطور که در زیر نیز قابل مشاهده است نیرومحرکه القایی همان اختلاف ولتاژ است.

$$\begin{aligned} \varepsilon_{e1} = V_{1.rms} &= N_1 \left(-\frac{d\phi_B}{dt} \right)_{rms} \\ \varepsilon_{e2} = V_{2.rms} &= N_2 \left(-\frac{d\phi_B}{dt} \right)_{rms} \\ V_{2.rms} &= V_{1.rms} \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

اگر $N_2 > N_1$ باشد ترانسفورماتور افزایشی و اگر $N_2 < N_1$ باشد کاهنده است.

وقتی مدار بسته می‌شود از مدار ثانویه جریان عبور می‌کند. این جریان شار مغناطیسی متناوب خود را در هسته آهنی القا می‌کند و این شار با توجه به قانون فارادی و قانون لنز یک نیروی محرکه الکتریکی مخالف در سیم‌پیچ اولیه ایجاد می‌کند. بنابراین هر دو سیم‌پیچ به صورت القاگر متقابل کاملاً جفت شده عمل می‌کنند. به علت ثابت بودن نیروی محرکه الکتریکی سیم‌پیچ اولیه، جریان در سیم‌پیچ اولیه به صورتی تغییر می‌کند که نیروی محرکه الکتریکی مخالف تولید شده به وسیله سیم‌پیچ ثانویه در آن را خنثی کند. بویژه در یک ترانسفورماتور ایده‌آل اختلاف فاز بین جریان و اختلاف پتانسیل به سمت صفر میل کرده و در نتیجه ضریب توان $\cos \varphi$ به سمت یک میل می‌کند. بنابراین برای ترانسفورماتور ایده‌آل

$$V_{1.rms} I_{1.rms} = V_{2.rms} I_{2.rms} \quad (2)$$

یعنی توان داده شده بوسیله مولد به سیم‌پیچ اولیه با توان مصرف شده در مقاومت موجود در مدار ثانویه برابر است. از ترکیب معادله‌های (۱) و (۲) نتیجه می‌شود:

$$\frac{I_{1.rms}}{I_{2.rms}} = \frac{N_2}{N_1} \quad (3)$$



یعنی نسبت جریانها به نسبت عکس تعداد حلقه‌هاست.

بازده و تلفات در ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها در عمل دارای تلفات هستند یعنی توان خروجی برابر توان ورودی نیست. بازده (R) و اتلاف توانسفورماتور (ΔP) را می‌توان به وسیله اندازه‌گیری توان ورودی و خروجی به دست آورد:

$$R = \frac{\text{توان خروجی}}{\text{توان ورودی}} \quad \text{بازده:} \quad (۳)$$

$$\Delta P = P_1 - P_2 \quad \text{اتلاف:} \quad (۴)$$

در قسمت (ب) آزمایش بازده و اتلاف ترانسفورماتور را در ولتاژهای مختلف محاسبه خواهیم نمود.

تلفات در یک ترانسفورماتور از دو بخش تشکیل شده است، تلفات در هسته آهنی و تلفات در سیم‌پیچ اولیه و سیم‌پیچ ثانویه (تلفات مس). تلفات در هسته آهنی از سه عامل اول زیر ناشی می‌شود:

۱. **تلفات هیستریزیس^۲**: تلفاتی است که در اثر کاهش و افزایش میدان مغناطیسی در هسته به وجود می‌آید. جریانی که از سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور عبور می‌کند متناوب است بنابراین با افزایش جریان، میدان مغناطیسی در یک جهت معین در هسته به وجود می‌آید و وقتی جریان کاهش می‌یابد میدان مغناطیسی نیز در جهت ذکر شده کاهش می‌یابد. با کاهش جریان به ازا جریانی صفر، میدان مغناطیسی هسته صفر نمی‌شود. این مقدار باقیمانده را پسماند مغناطیسی می‌نامند. حذف پسماند مغناطیسی همواره با از دست دادن مقداری انرژی همراه است. تلفات حاصل از پسماند مغناطیسی به بسامد جریان بستگی دارد و با افزایش بسامد تلفات هیستریزیس نیز افزایش می‌یابد. با انتخاب جنس هسته ترانسفورماتور از آلیاژ مناسب آهن (آهن و چهار درصد سیلیس) می‌توان تلفات هیستریزیس را کاهش داد.
۲. **تلفات جریان فوکو**: با عبور جریان متناوب از سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور، شار مغناطیسی در هسته به طور متناوب تغییر می‌کند. طبق قانون لنز، جریانی به نام جریان فوکو در هسته ایجاد می‌شود که با عامل تغییر شار مغناطیسی مخالفت می‌کند و باعث کاهش شار مغناطیسی می‌شود، در نتیجه توان خروجی ترانسفورماتور کاهش می‌یابد. جریان فوکو همچنین باعث گرم شدن هسته می‌شود. اندازه جریان فوکو بستگی به مقاومت الکتریکی هسته دارد، بنابراین برای کاهش تلفات حاصل از جریان فوکو، هسته را از آلیاژ مناسب انتخاب کرده و آن را از ورقه‌هایی که نسبت به همدیگر عایق هستند می‌سازند. تلفات حاصل از جریان فوکو همچنین به بسامد جریانی که از سیم‌پیچ اولیه عبور می‌کند بستگی دارد و متناسب به مجذور بسامد جریان است.
۳. **تلفات پراکندگی شار مغناطیسی**: اگر در مسیر شار مغناطیسی یک شکستگی وجود داشته یا سطح مقطع هسته کوچک باشد، مقداری از شار مغناطیسی از هسته ترانسفورماتور خارج می‌شود، این شار پراکنده شده از سیم‌پیچ ثانویه نخواهد گذشت و باعث کاهش توان می‌گردد.
۴. **تلفات مس**: به علت مقاومت اهمی در سیم‌پیچهای اولیه و ثانویه، مقداری از انرژی به صورت حرارت در سیم‌پیچها تلف می‌شود. با کاهش مقاومت الکتریکی سیم‌پیچها تلفات مس را می‌توان کاهش داد.

^۲ Hysteresis



وسائل آزمایش


منبع تغذیه متناوب، ترانسفورماتور با هسته آهنی U شکل، رئوستا، مولتی‌متر (چهار دستگاه)، سیم رابط

روش آزمایش

الف) تحقیق رابطه نسبت ولتاژها در ترانسفورماتور ایده‌آل - مدار ثانویه فاقد مصرف کننده

مدار آزمایش را مطابق شکل ۲ ببینید. (دقت کنید قبل از روشن کردن منبع تغذیه، ولتاژ آن روی صفر باشد تا دستگاه آسیب نبیند و ولتاژ نیز به آرامی افزایش یابد.) با مشاهده بر روی نمایشگر آمپر متر می‌بینیم که مقدار صفر را نشان می‌دهد و این بدان معناست که جریان قابل اندازه‌گیری در مدار اولیه وجود ندارد و این به دلیل عدم وجود جریان در مدار ثانویه است (در مدار ثانویه فقط یک ولتمتر وجود دارد. حالت مدار باز است) زیرا طبق رابطه ۳ در صورتی که یکی از جریان‌ها صفر باشد دیگری نیز صفر خواهد بود.

دقت داشته باشید جریان متناوب باشد و قبل از شروع اندازه‌گیریها باید کلید مربوط به فیوز منبع تغذیه را فشار دهید. با دقت بر روی تعداد دور سیم‌پیچهای ترانسفورماتور در مدار بسته شده، از کاهنده بودن آن مطمئن شوید.



شکل ۲: تحقیق رابطه نسبت ولتاژها در ترانسفورماتور ایده‌آل - مدار ثانویه فاقد مصرف کننده

ولتاژ سیم‌پیچ اولیه را در بازه 1.5-15 ولت تغییر دهید و به ازاء هر ولتاژ اولیه از روی مولتی‌متر، ولتاژ سیم‌پیچ اولیه و سیم‌پیچ ثانویه را اندازه‌گیری کرده، در جدول ۱ ثبت کنید.

جدول ۱

$N_1 = 240$ ، $N_2 = 120$							
$V_1 (V)$							
$V_2 (V)$							


منحنی نمایش تغییرات V_2 بر حسب V_1 را با استفاده از نرم‌افزار ORIGIN رسم کرده و با محاسبه شیب خط، درستی رابطه $V_2 = V_1 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)$ را بررسی کنید.

می‌توان با محاسبه خط، درستی رابطه فوق را به صورت همپوشانی بازه‌ها تحقیق نمود.



ب) تحقیق رابطه نسبت جریانها در ترانسفورماتور ایده‌آل - مدار ثانویه دارای مصرف کننده باشد

با قرار دادن رثوستا در مدار سیم‌پیچ ثانویه، مدار آزمایش را مطابق شکل (۳) ببندید. سلکتور منبع تغذیه ولتاژ را بر روی ۶ ولت تنظیم کرده و با تغییر مقاومت رثوستا جریان سیم‌پیچ ثانویه را در بازه ۱ - ۰ آمپر تغییر دهید و مقادیر I_1 و I_2 را اندازه‌گیری کرده و در جدول ۲ ثبت کنید.



شکل ۳: مدار اندازه‌گیری جریان، توان و ولتاژ در حالتی که در مدار سیم‌پیچ ثانویه، مصرف کننده باشد

منحنی نمایش تغییرات I_1 بر حسب I_2 را برای ولتاژ $V_1 = 6 V$ با استفاده از نرم‌افزار ORIGIN رسم کرده و با محاسبه شیب خط، درستی رابطه $I_1 = I_2 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)$ را بررسی کنید.

جدول ۲

$V_1 = 6 V, N_1 = 240, N_2 = 120$							
$I_1 (A)$							
$I_2 (A)$							

ج) محاسبه اتلاف و تعیین بازده ترانسفورماتور

مدار آزمایش قسمت ب) را در این قسمت مجدداً مورد استفاده قرار دهید؛ با این تفاوت که لغزنده مقاومت رثوستا را در نقطه‌ای ثابت کرده به طوری که بتوان مقادیر ولتاژ و جریانهای اولیه و ثانویه را به مقدار خطای قابل قبولی اندازه گرفت. سلکتور منبع تغذیه را از ولتاژ اولیه ۳ ولت تا ۱۵ ولت تغییر داده و برای هر ولتاژ مقادیر V_1 و V_2 و I_1 و I_2 را اندازه‌گیری کرده و در جدول ۳ ثبت کنید.

توان ورودی و خروجی را محاسبه نموده و با مقایسه آنها علت اختلاف را توضیح داده و به صورت مشروح در گزارش کار خود وارد نمایید.

نکات مهم: به یاد داشته باشید:

هرچه ولتاژ بیشتر شود تلفات هسته بیشتر می‌شود.

هرچه جریان بیشتر شود تلفات سیم‌پیچ بیشتر می‌شود.

در اتصال کوتاه جریان اسمی هر دو سیم‌پیچ دیده می‌شود و تلفات سیم‌پیچها مشاهده می‌شود و از تلفات هسته صرف‌نظر می‌شود.

در مدار باز تلفات هسته مشخص می‌شود.

به نظر شما اختلاف توان‌های محاسبه شده P_1 و P_2 مربوط به چه نوع تلفاتی در ترانسفورماتور هستند؟ توضیح دهید.



جدول ۳

$N_1 = 240$ ، $N_2 = 120$							
$V_1(V)$	$V_2(V)$	$I_1(mA)$	$I_2(mA)$	$P_1(mW)$	$P_2(mW)$	$\Delta P(mW)$	R

در جدول فوق R راندمان (بازده) و ΔP اتلاف است. ضمناً به واحدهای درج شده در جلوی هر کمیت دقت شود.



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. در چه صورت ترانسفورماتور افزایشده و در چه صورت کاهشده است؟ نوع ترانسفورماتور (افزاینده، کاهشده) و نوع جریان منبع (مستقیم، متناوب) مورد استفاده در این آزمایش را ذکر کنید.
۲. تلفات موجود در یک ترانسفورماتور از چند بخش اصلی تشکیل شده نام برده و برای هر بخش حداقل یک مورد را نام ببرید.
۳. برای به حداقل رساندن تلفات ناشی از جریان فوکو چه تمهیداتی در ساخت ترانسفورماتور به کار می‌رود؟
۴. در قسمت دوم آزمایش (تحقیق رابطه نسبت جریانها) چه نموداری رسم خواهد شد (کمیت‌های روی محورهای X و Y را تعیین کنید) شیب نمودار معرف چه پارامتری است؟
۵. روابط مربوط به بازده و اتلاف را در این آزمایش بنویسید.
۶. هر چه ولتاژ بی‌شتر شود تلفات بی‌شتر می‌شود هر چه جریان بی‌شتر شود تلفات بی‌شتر می‌شود در اتصال کوتاه تلفات مشاهده می‌شود. در مدار باز تلفات مشخص می‌شود.



آزمایش ۱۰ - نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی

هدف آزمایش

بررسی رابطه نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی با اندازه جریان عبوری از سیم و طول آن

مقدمه

میدان مغناطیسی \vec{B} با استفاده از آزمایش و از مقادیر قابل اندازه‌گیری \vec{V} ، \vec{F}_B و q_0 تعیین می‌شود.

\vec{B} بردار میدانی است که طبق رابطه $\vec{F}_B = q_0 \vec{V} \times \vec{B}$ نیروی \vec{F}_B را به ذره باردار q_0 که با سرعت \vec{V} در آن حرکت می‌کند، وارد می‌سازد.

در صورتی که زاویه بین بردار میدان مغناطیسی و بردار سرعت $\varphi=90^\circ$ باشد داریم $F_B = q_0 V B$


از درس فیزیک الکتروسیسته می‌دانیم که برای سیم حامل جریان، i ، به جای $q_0 V$ عبارت il را می‌توان جایگزین نموده و داریم $F_B = ilB$ که در آن l طولی از سیم است که درون میدان مغناطیسی قرار گرفته است.

وسایل آزمایش

سیم رابط، منبع تغذیه الکتریکی، مغناطیس دائمی حدود 0.2 تسلا، سیم مخصوص حامل، ترازوی حساس، مولتی‌متر دیجیتال

روش آزمایش

مدار آزمایش را مطابق شکل (۱) ببندید. طبق قاعده دست راست در صورتی که جهت جریان در راستای انگشت اشاره و انگشت بزرگ وسط در جهت میدان باشد، انگشت شست جهت نیرو را نشان خواهد داد. با توجه به این نکته جهت نیروی وارده از طرف میدان مغناطیسی (آهنربا) به سیم حامل جریان (آن قسمتی که در داخل آهنربا قرار گرفته) را بیابید و از آن طریق جهت نیرویی را که به آهنربا و به تبع آن به ترازو وارد می‌شود را تعیین کنید.



شکل (۱): نمایی از مدار مربوط به آزمایش نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

لازم به ذکر است یادآور شود جهت میدان مغناطیسی برای آهنربا، درون آهنربا از قطب S به N و بیرون آهنربا از قطب N به S می‌باشد.

الف: بررسی رابطه بین نیروی مغناطیسی وارد بر سیم و جریان عبوری از آن

- ترازو را روشن کنید. عددی که ترازوی حساس نشان می‌دهد جرم معادل وزن آهنربا و اشیائی است که روی آن قرار دارند. با فشار دادن دکمه Tare آن را صفر کنید.

۲. منبع تغذیه DC را روشن نموده و مقدار اختلاف پتانسیل اعمال شده به مدار را در هر مرحله تغییر دهید و جریان داخل مدار (i) و عدد نشان داده شده توسط ترازو را پس از تبدیل به نیروی معادل آن در جدول یادداشت کنید. با هر بار باز و بست کردن مدار یا تغییر رنج منبع تغذیه، دکمه RESET را بزنید تا جریان صحیح نمایش داده شود.

عددی که در هر حالت مشاهده می‌شود میزان جرم معادل نیروی وارد بر سیم حامل جریان از طرف میدان مغناطیسی دائمی داخل مدار است. چرا؟

جدول (۱)

	$l_1 = \quad cm$				
$i(A)$					
$m(kg)$					
$F(N)$					

ب: بررسی رابطه بین نیروی مغناطیسی وارد بر سیم (F) و طولی از سیم که در میدان مغناطیسی است (l)

در این قسمت سیمهای با طول متفاوت را یک به یک داخل مدار قرار داده و برای هر یک مراحل مربوط به قسمت الف را تکرار کنید و در جدول (۱) یادداشت نمایید.

جدول (۲)

	$i = \quad (A)$				
$l(cm)$					
$m(kg)$					
$F(N)$					

رسم نمودار و محاسبات و نتیجه گیری

الف: با استفاده از داده‌های مربوط به سیم جدول (۱)، نمودار F بر حسب l را رسم نموده و نشان دهید در یک سیم با طول ثابت نیروی مغناطیسی با جریان عبوری از سیم درون میدان، رابطه مستقیم دارد ($F \propto i$)

ب: با استفاده از داده‌های مربوط به جدول (۲)، نمودار F بر حسب l را رسم نموده و نشان دهید وقتی جریان عبوری از مدار ثابت است، نیروی مغناطیسی با طولی از سیم که درون میدان مغناطیسی است رابطه مستقیم دارد ($F \propto l$)

هرچند در این آزمایش هدف اصلی بررسی نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی است، یعنی بررسی رابطه $F_B = ilB$ ، ولی در این آزمایش به طور مستقیم نیروی مغناطیسی به عنوان یک مجهول محاسبه نمی‌شود و در حقیقت با استفاده از ترازو این نیرو اندازه‌گیری شده و به عنوان یک کمیت معلوم در معادله مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حقیقت کمیت مجهول همان B است که پس از محاسبه از روش عملی با مقدار اسمی شدت میدان مغناطیسی آهنربا مقایسه خواهد شد.

محاسبه B به روش زیر صورت می‌گیرد:

$$F = mg$$



$$F_B = ilB$$

$$ilB = mg$$

$$\alpha = iB = \frac{mg}{l}$$

شیب نمودار F بر حسب l برابر است با:

در صورتی که i ثابت باشد

$$\alpha' = lB = \frac{mg}{i}$$

شیب نمودار F بر حسب i برابر است با:

در صورتی که l ثابت باشد

نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج قسمت الف و ب نشان دهید $F \propto il$ و مقدار ضریب این تناسب همان B است.

نکته‌های مهم:

الف: توجه کنید که منبع را با جریان زیاد به مدت طولانی روشن نگه ندارید و سریع اندازه‌گیریهای لازم را انجام و آن را خاموش کنید.


ب: با توجه به اینکه در فاصله بین دو آهن‌ربا، اندازه میدان مغناطیسی B در عمقهای مختلف متفاوت می‌باشد، در طول آزمایش سیم را در یک عمق ثابت قرار دهید.

ج: دقت کنید سیم طوری قرار گیرد که امتداد آن بر راستای میدان عمود باشد و به هیچ عنوان به کف آهن‌ربا تماس نداشته باشد.



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. وسائل مورد نیاز در این آزمایش را ذکر نمایید.
۲. این آزمایش چند قسمت دارد، فقط عناوین هر قسمت را بیان کرده و رابطه مورد تحقیق را بنویسید؟
۳. با انتخاب یکی از قسمتهای الف یا ب این آزمایش: به موارد زیر پاسخ دهید الف) در نمودار ترسیمی محورهای X و Y نمایانگر چه پارامترهایی هستند؟ ب) از این نمودار چه کمیتی (نام کمیت) به دست می‌آید و ج) چگونه از طریق نمودار این کمیت به دست می‌آید؟
۴. با توجه به شکل از قانون دست را جهت نیروی وارد بر سیم را تعیین کرده و بگویید ترازو با استفاده از کدام قانون فیزیکی این نیرو را اندازه می‌گیرد؟



۵. دو نمونه از موارد احتمالی خطا در این آزمایش را به زعم خود بگویید.

آزمایش ۱۱ - آشنایی با دیود نیمه رسانا

هدف

آشنایی با دو نوع دیود نیمه رسانا (معمولی و زنر) و رسم منحنی مشخصه آنها و تعیین ولتاژ آستانه دیود معمولی و ولتاژ کار دیود زنر

مقدمه


اجسام در طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. هادی‌ها: اجسامی که جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور می‌دهند.
۲. عایق‌ها: اجسامی که جریان الکتریکی را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند.
۳. نیمه هادی‌ها: این اجسام در دمای صفر مطلق (۲۷۳ سانتیگراد) عایق هستند، ولی تحت شرایط محیطی خاص از قبیل گرما و ... انرژی الکتریکی را از خود عبور می‌دهند. از نیمه هادی‌ها می‌توان به کربن، سیلیسیم و ژرمانیم اشاره کرد.

در الکترونیک از نیمه‌های هادی‌ها به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. یکی از قطعات پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی دیود است. دیود از پیوند دو قطعه کریستال نوع P و N به وجود می‌آید و در انواع مختلف ساخته می‌شود. دیود المانی است که جریان را در یک جهت عبور می‌دهد و در جهت دیگر عبور نمی‌دهد.


اتصال PN

لحظ - های که دو قطعه‌ی نیمه هادی نوع P و N را به هم پیوند می‌دهیم، از آن جایی که الکترون‌ها و حفره‌ها قابل انتقال از - د، الکترون‌های موج - بود در نیمه هادی نوع N به س - بب بار الکتریکی مثبت - ت حفره‌ها، جذب حفره‌ها می‌گردند. لذا در محل اتصال نیمه هادی نوع P و N نه الکترون آزاد وجود دارد و نه حفره. به این محل که در آن الکترون‌ها و حفره‌ها وجود ندارند، ناحیه‌ی تخلیه یا لایه سد می‌گویند. عرض ناحیه تخلیه بس - یار کم گاهی حدود چند دهم میکرون است. اتم‌های محل پیوند PN هیچ گونه - الکترون اضافه یا کم ندارند، زیرا مدار آخر آن‌ها کامل است. لذا می‌توان این محل را به عنوان یک عایق به حساب آورد. پتانسیل ناحیه پیوند، پتانسیل سد نام دارد؛ زیرا قادر است که از عبور الکترون‌ها و حفره‌ها از لایه‌ی سد جلوگیری کند، به عبارت دیگر میدان الکتریکی به وجود آمده در ناحیه‌ی سد، مانع عبور حامل‌های اقلیت و اکثریت موجود در کریستال‌های نوع P و N به سمت یکدیگر شود. این نوع پیوند PN را اصطلاحاً دیود یا دو قطبی (Diode) می‌نامند.




شکل ۱: پتانسیل سد (میدان الکتریکی از نیمه هادی نوع N به طرف نوع P)

دیود نیمه رسانا عنصریست غیر خطی یعنی ولتاژ اعمال شده به آن با جریانی که از آن می‌گذرد متناسب نیست. علامت قراردادی آن را در شکل (۲) می‌بینید. در این آزمایش دیود از نظر کاربرد عملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



شکل ۲: نمونه‌ای از یک دیود نیمه هادی با علامت قراردادی و نحوه اتصال مستقیم به باتری

اگر قطب مثبت منبع به ناحیه P و قطب منفی آن به ناحیه N بسته شود، می‌گوییم دیود در حالت مستقیم بسته شده و در حالتی که اتصالات عکس ترتیب فوق را داشته باشند می‌گوییم دیود به طور معکوس بسته شده است. همانطور که در منحنی مشخصه دیود، شکل (۳)، مشاهده می‌شود:




شکل ۳: منحنی مشخصه دیود

در حالت مستقیم، در ولتاژهای پائین جریان ضعیف و بنابراین مقاومت نسبتاً بزرگ است. با افزایش ولتاژ مقدار جریان در V_a یک افزایش ناگهانی پیدا می‌کند که در این ناحیه مقاومت اهمی دیود بسیار کوچک است. V_a ولتاژ آستانه هدایت نامیده می‌شود که برای هر دیود مقدار مشخصی دارد. (برای دیود با جنس ژرمانیوم حدود ۰/۲ ولت و برای سیلیسیوم حدود ۰/۷ ولت است.)

با توجه به شکل (۳) در حالت معکوس، ابتدا جریان مستقیم بسیار ناچیز و تقریباً مستقل از ولتاژ است؛ بازم ولتاژ معکوس بیش از V_{BR} (ولتاژ شکست) جریان دیود به سرعت زیاد می‌شود و اگر اعمال این ولتاژ ادامه یابد باعث سوختن دیود می‌شود. بهمین دلیل دیودهای معمولی برای چنین شرایطی بکار نمی‌روند. ولتاژ شکست برای دیودهای معمولی بسیار بالا و بعضاً حدود ۱۰۰۰ ولت می‌باشد.


منحنی مشخصه دیود نشان می‌دهد که مقاومت دیود در حالت معکوس بسیار بزرگ است. (در دیود ایده‌آل جریان معکوس برابر صفر و مقاومت معکوس دیود بی‌نهایت فرض می‌شود).

دیود زنر: دیود زنر، نوع دیگری از دیود است که در جهت مستقیم شبیه دیود معمولی عمل می‌کند ولی در جهت معکوس وقتی به ولتاژ شکست برسد، ولتاژ خروجی آن تقریباً مستقل از جریان شده و ثابت می‌ماند (شکل ۴). این خاصیت دیود زنر در تنظیم ولتاژ بکار می‌رود.



شکل ۴: منحنی مشخصه دیود زنر

علامت قراردادی دیود معمولی و زنر به صورت شکل (۵) است. در دیودهای زنر ولتاژ شکست، بسته به نوع ساخت دیود، متفاوت و بعضاً بسیار کم است. به ولتاژ شکست در دیودهای زنر، ولتاژ زنر گفته می‌شود. قرار گرفتن دو سر دیود زنر در ولتاژ زنر باعث سوختن آن نمی‌شود و این دیودها طوری طرح شده‌اند که ولتاژ زنر برایشان یک ولتاژ کار محسوب می‌شود.



شکل ۵: علامت قراردادی دیود زنر

وسایل آزمایش

کامپیوتر، دستگاه Interface، کیت دیود، جعبه مقاومت، مولتی‌متر دیجیتال




روش انجام آزمایش

الف) تعیین نوع و قطبین دیودها: قبل از شروع آزمایش لازم است نوع و قطبین دیودها مشخص شوند. اگر یک مولتی متر دیجیتال را به دو سر یک دیود معمولی وصل کنیم و سلکتور مولتی متر را بر روی دیود قرار دهیم در صورتی که ولتاژ 0.5-0.7 ولت را نشان دهد (برای دیودهای سیلیسیومی مورد آزمایش) سر مثبت مولتی متر به قطب P دیود و سر منفی مولتی متر به قطب N متصل شده است و اصطلاحاً در بایاس مستقیم قرار گرفته است. در صورتی که ولتاژ OL (Over Load) را نشان دهد سر مثبت مولتی متر به قطب N و سر منفی آن به قطب P دیود متصل شده است و دیود سالم است.

برای دیودهای زنر در صورتیکه مولتی متر ولتاژ 0.5-0.7 ولت را نشان دهد (برای دیودهای سیلیسیومی مورد آزمایش) سر مثبت مولتی متر به قطب P دیود و سر منفی مولتی متر به قطب N متصل شده است و اصطلاحاً در بایاس مستقیم قرار گرفته است در صورتی که ولتاژ ۱-۲ ولت را نشان دهد سر مثبت مولتی متر به قطب N و سر منفی آن به قطب P دیود متصل شده است و دیود سالم خواهد بود. آیا دیود مورد استفاده شما چنین است؟

معمولاً کارخانه سازنده برای دیود معمولی با یک نوار سفید و برای دیود زنر با یک نوار مشکی طرف قطب N آن را علامت گذاری می کند.

ب) رسم منحنی مشخصه دیود معمولی و زنر در حالت مستقیم و پیدا کردن ولتاژ آستانه هدایت: با استفاده از دستگاه Interface و دیود معمولی، مداری مطابق شکل (۶) ببندید. به عنوان منبع، ولت متر (۱-۰) و آمپر متر به ترتیب از (خروجی های ۱، ۲ و ۴) دستگاه Interface استفاده کنید. توجه داشته باشید که دیود به صورت مستقیم در مدار قرار گیرد. مقاومت مدار را ۲۰ اهم انتخاب کنید.



شکل ۶: مدار دیود در حالت مستقیم برای یافتن ولتاژ آستانه هدایت

وارد برنامه کامپیوتری که فایل اجرایی آن بر روی دسکتاپ رایانه به نام Diode است بشوید با کلیک بر روی دکمه New اطلاعات قبلی برنامه را پاک کنید و پس از روشن کردن دستگاه Interface با فشار دکمه Start آزمایش را آغاز کنید.

مشاهده می کنید که ولتاژ منبع از صفر شروع به زیاد شدن می کند و در هر حالت، ولتاژ دیود (V_d) و جریان دیود (I_d) اندازه گیری می شود. نتایج بدست آمده را ذخیره کنید و با استفاده از نرم افزار Origin یا Excel نمودار I_d بر حسب V_d را رسم کنید برای پیدا کردن ولتاژ آستانه هدایت مطابق شکل (۲) در حالت مستقیم، با مرور داده های خروجی آمپر متر دستگاه Interface از ولتاژی که آمپر متر از




مقدار صفر شروع به زیاد شدن می‌کند به دست می‌آید. ولتاژ مربوط به این نقطه همان V_a است. این آزمایش را برای دیود زنر نیز تکرار کنید.

جدول تنظیمات مدار در بایاس مستقیم و معکوس برای هر دو نوع دیود معمولی و زنر

بایاس مستقیم - دیود معمولی و زنر	بایاس معکوس - دیود معمولی و زنر
مقاومت ۲۰ اهم باشد	مقاومت ۱۰۰ اهم باشد
ولت‌متر ۰ - ۱ ولت باشد	ولت‌متر ۰ - ۱۰ ولت باشد
نرم افزار Diode اجرا شود	نرم افزار Resistance اجرا شود
شکل نمودار توسط خود نرم افزار Diode رسم می‌شود	با خروجی Resistance نمودار توسط ORIGIN رسم می‌شود
به نوع دیود (معمولی یا زنر) دقت شود.	به نوع دیود (معمولی یا زنر) دقت شود.

ج) رسم منحنی مشخصه دیود معمولی و زنر در حالت معکوس و پیدا کردن ولتاژ زنر: اکنون دیود زنر را به صورت معکوس مطابق شکل (۷) ببندید و مانند قسمت ب از دستگاه استفاده کنید. با این تفاوت که ولت‌متر (۱۰-۰) ولت به دو سر دیود بسته می‌شود (بجای خروجی ۲، خروجی ۳ به دو سر دیود بسته می‌شود).



شکل ۷: مدار دیود زنر در حالت معکوس برای یافتن ولتاژ زنر

برنامه Resistance که اکنون آن بر روی دسکتاپ رایانه وجود دارد را اجرا می‌کنیم. بر روی صفحه مانیتور مقادیر ولتاژ منبع (V_i) و ولتاژ دیود (V_d) و جریان دیود (I_d) را مشاهده می‌کنید که با زیاد شدن تدریجی ولتاژ منبع، اندازه‌گیری می‌شوند. نتایج بدست آمده را روی دسکتاپ ذخیره کنید و نمودار جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید. این نمودار چه تفاوتی با حالت قبل دارد؟

ولتاژ شکست برای دیود زنر چند ولت است؟

این آزمایش را برای دیود معمولی هم تکرار کرده و نمودار مربوط به آن، I_d بر حسب V_d را رسم کنید.



انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. اهداف اصلی در این آزمایش را ذکر نمایید.
۲. در آزمایش رسم منحنی مشخصه دیود معمولی در حالت مستقیم تنظیمات مربوط به مدار را نوشته و مدار (نه نمودار) مربوط به آن را رسم کنید.
۳. ولتاژ کار دیود زener چیست و کدام نوع دیود نسبت به جریان بهمنی آسیب‌پذیر است؟
۴. نوع دیود و قطبین دیود معمولی چگونه تشخیص داده می‌شود؟ (یک روش به اختیار)
۵. نمودار ترسیم شده در آزمایش بایاس مستقیم دیود زener چگونه است؟ (کمیت‌های روی محورهای X و Y را هم تعیین کنید) آیا نمودار خطی است؟



آزمایش ۱۲ - تحقیق قانون بیو - ساوار

هدف آزمایش

بررسی شدت میدان در مرکز پیچه و سیم لوله و بستگی آن به شدت جریان، شعاع، طول و تعداد دورهای سیم پیچ

مقدمه

طبق قانون بیو - ساوار هر مدار خطی، پیرامون خود میدان مغناطیسی تولید می‌کند به طوری که میدان حاصل از یک عنصر طول، $d\vec{l}$ ، از این مدار در نقطه‌ای به فاصله \vec{r} از آن برابر است با:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 i d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} \quad (۱)$$

طبق رابطه فوق این میدان برداری است عمود بر صفحه‌ای که از $d\vec{l}$ و \vec{r} می‌گذرد و بزرگی آن برابر است با:

$$dB = \frac{\mu_0 i dl \sin\theta}{4\pi r^2} \quad (۲)$$

در این رابطه θ زاویه بین \vec{r} و $d\vec{l}$ است.

با استفاده از قانون بیوساوار میدان در مرکز پیچه‌ای به شعاع R که از آن جریان i می‌گذرد برابر است با:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R} \quad (۳)$$

چنانچه تعداد حلقه‌ها N دور باشد این مجموعه سیم لوله‌ای را تشکیل می‌دهد به طول $L = 2l$ که در آن طول سیم‌لوله و l نصف طول سیم‌لوله است. از این رو میدان در مرکز آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$B = \frac{N\mu_0 i}{2\sqrt{R^2 + l^2}} \quad (۴)$$

برای رابطه (۴) دو حالت حدی وجود دارد که عملاً مورد استفاده هستند.

۱- اگر شعاع پیچه‌ها بسیار بزرگتر از طول سیم لوله باشد یعنی $R \gg l$ در این صورت میدان در مرکز پیچه‌های سیم‌پیچ به صورت زیر بدست می‌آید:

$$B = \frac{N\mu_0 i}{2R} \quad (۵)$$

۲- در حالت دیگر اگر شعاع پیچه‌ها در مقایسه با طول سیم لوله کوچک باشد، یعنی $R \ll l$ در آن صورت میدان در مرکز یک سیم لوله ایده‌آل بدست می‌آید:

$$B = \frac{N\mu_0 i}{2l} \quad (۶)$$

وسایل آزمایش


دو سیم لوله با طول بسیار کم و با شعاعهای متفاوت، دو سیم لوله با طول بلند با شعاعهای مختلف، منبع تغذیه، گوسمتر (دستگاه اندازه‌گیری میدان مغناطیسی)، مولتی‌متر



روش انجام آزمایش

قبل از شروع آزمایش لازم است با دستگاه گوسمتر (که بر اساس اثر هال کار می‌کند) و روش استفاده از آن آشنا شوید. دستگاه گوسمتر تشکیل شده از یک پراب حساس، یک جعبه الکترونیکی، نمایشگر نقطه‌ای، سر پراب نقطه حساس پراب می‌باشد و شدت میدان عمود بر طول پراب در این نقطه را می‌توان روی نمایشگر خواند. برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی در هر نقطه باید نقطه حساس پراب را در آن مکان قرار داده و گوسمتر را تنظیم کرد. مراحل تنظیم گوسمتر برای اندازه‌گیری میدان در مرکز پیچه در قسمت الف توضیح داده خواهد شد. برای حالت‌های دیگر می‌توانید به صورت مشابه عمل کنید.

الف - تحقیق قانون بیو - ساوار در مرکز پیچه: مداری مطابق شکل (۱) ببندید.



شکل ۱: مدار مربوط به تحقیق قانون بیو - ساوار در مرکز پیچه

تنظیم گوسمتر

نقطه حساس پراب را در مرکز پیچه بگذارید. توجه کنید که طول پراب و سطح پیچه باید در یک صفحه باشند چون پراب به صورت شعاعی به میدان حساس است. در حالیکه منبع تغذیه خاموش است دستگاه گوسمتر را روشن کرده و آن را با فشار دادن دکمه روی گوسمتر صفر کنید. سپس منبع تغذیه را که به سیم لوله متصل است روشن کرده و جریان آن را به یک آمپر برسانید برای این کار باید پیچ ولتاژ را تا آخر باز کرده و با پیچ تنظیم آمپر، جریان عبوری از سیم لوله را کنترل کنید. پراب را حول محور طولیش بچرخانید تا **بیشترین عدد مثبت** روی نمایشگر خوانده شود در این حالت محل پراب به گونه‌ای است که با میدان مغناطیسی در راستای صحیح قرار گرفته است. منبع تغذیه را خاموش کرده و مجدداً گوسمتر را صفر کنید. پس از انجام این سه مرحله گوسمتر تنظیم شده و با برقراری جریان، عددی را نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی سیم لوله در آن نقطه برقرار شده است و بر حسب دهم گوس می‌باشد. اکنون منبع تغذیه را روشن کرده و با پیچ تنظیم آمپر، جریان‌های ذکر شده در جدول (۱) را بر روی پیچه اعمال کنید. مقدار میدان را توسط گوسمتر بخوانید و در سطر دوم جدول ثبت کنید.

به یاد داشته باشید: $1\text{Gauss} = 10^{-4} T$

جدول (۱)

	I (A)	1	1.4	1.8	2.2	2.6
شعاع بزرگ	B_1					
شعاع کوچک	B_2					
نسبت	B_1/B_2					


اکنون پیچه را عوض کنید و از پیچه دیگری که شعاع آن با شعاع حلقه اولی متفاوت است ولی همان تعداد دور را دارد استفاده کنید. آزمایش را برای همان شدت تکرار کنید و نتایج را در سطر دوم جدول (۱) بنویسید.

با توجه به سطر اول و دوم جدول (۱) چه رابطه‌ای بین شدت جریان I و میدان B در مرکز یک پیچه وجود دارد؟ این رابطه را با رسم نمودار B بر حسب I می‌توان نشان داد. اکنون در سطر سوم جدول (۱) نسبت B_1 به B_2 یعنی میدان در مرکز پیچه اول و میدان در مرکز پیچه دوم را برای جریان‌های یکسان در هر مرحله یادداشت کنید. اعداد این سطر را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

یادآور می‌شود تحقیق رابطه با احتساب خطاها به فرم‌های زیر نوشته می‌شود: همپوشانی دو بازه بررسی می‌شود.

$$\left[\frac{B_1}{B_2} \pm \Delta \left(\frac{B_1}{B_2} \right) \right] \text{ همپوشانی } \left[\frac{R_2}{R_1} \pm \Delta \left(\frac{R_2}{R_1} \right) \right] \quad (۷)$$

ب - بررسی رابطه بین میدان و شعاع در یک سیم‌لوله از قانون بیوساوار: دو سیم لوله با شعاع‌های مختلف در اختیار دارید. (هر دو تک لایه با طول‌های یکسان ولی قطر متفاوت) در دو انتهای هر یک، دو ورودی تعبیه شده است. پس از صفر کردن مجدد دستگاه گوسمتر یکی از سیم‌پیچ‌ها (آبی) را طبق شکل (۲) در مدار قرار داده و پراب گوسمتر را طوری درون آن قرار دهید که نقطه حساس آن در مرکز سیم‌لوله واقع شود.



شکل ۲: مدار مربوط به تحقیق رابطه شدت میدان با جریان در مرکز سیم لوله


مراحل تنظیم گوسمتر را انجام دهید. منبع تغذیه را روشن کرده و با پیچ تنظیم آمپر شدت جریان‌های مختلف در جدول (۲) را میزان کنید و میدان حاصل از این جریان‌ها را اندازه‌گیری و در جدول (۲) بنویسید. سپس سیم لوله اولی را از مدار خارج کنید و آن را با سیم لوله دیگری (هم طول با شعاع کوچکتر) با همان تعداد دور و طول ولی شعاع متفاوت تعویض کنید (مطابق شکل ۲) پس از تنظیم گوسمتر و روشن کردن منبع تغذیه سطر مربوطه در جدول شماره (۲) را تکمیل کنید. نتیجه این دو سطر را مقایسه کنید و از آن چگونگی وابستگی B به R را نتیجه بگیرید.

جدول (۲)

رنگ	I (A)	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
آبی قطر بزرگ	B_1						
قرمز کوچک	B_2						
نسبت	B_1/B_2						

آیا از جدول فوق می‌توان نتیجه گرفت که میدان B متناسب با I است؟

ج - بررسی رابطه بین میدان و تعداد دور در یک سیم‌لوله: مدار را مطابق شکل (۳) ببینید. در این حالت دو سیم ناهم‌رنگ (قرمز و سبز) به صورت سری (انتهای قرمز به ابتدای سبز) بهم بسته شده و با هم در مدار قرار گرفته‌اند و چون تعداد دورهای هر یک از سیم‌پیچ‌ها N است، تعداد کل دورهایی که در طول l قرار می‌گیرند $2N$ می‌باشد. با تغییر پیچ آمپر، جریان‌های جدول (۳) را بر روی سیم لوله اعمال کنید و شدت میدان مربوط به آن را اندازه گرفته و در سطر اول جدول (۳) یادداشت کنید.




شکل ۳: مدار مربوط به بررسی رابطه بین میدان و تعداد دور در یک سیم لوله

سطر دوم جدول (۳) را با داده‌های مربوط به نتایج جدول (۲) پر کنید و از آنجا وابستگی B به N را برای سیم لوله نتیجه بگیرید.

جدول (۳)

رنگ	I (A)	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
سری	B_1						
قرمز	B_2						
نسبت	B_1/B_2						

۵ - بررسی رابطه بین میدان و طول در یک سیم لوله: در این حالت با وارد کردن سیم لوله دیگر (زرد رنگ) با همان تعداد دور ولی طول متفاوت نسبت به سیم لوله قبلی در مدار به تحقیق رابطه بین میدان و طول در سیم لوله خواهیم پرداخت. پس از تنظیم گوسمتر و روشن کردن منبع تغذیه جدول شماره (۴) را تکمیل کنید. داده‌های مربوط به سیم لوله قرمز رنگ را از جدول شماره (۲) به سطر دوم مربوط به جدول (۴) انتقال داده و از آن چگونگی وابستگی B به L را نتیجه بگیرید.



شکل ۴: مدار مربوط به بررسی رابطه بین میدان و طول در یک سیم لوله

جدول (۴)

رنگ	I (A)	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
زرد	B_1						
قرمز	B_2						
نسبت	B_1/B_2						

انتظار می‌رود دانشجو پس از انجام این آزمایش به سؤالات زیر پاسخ دهد

۱. عناوین چهار مرحله انجام این آزمایش را بیان کنید.
۲. روش تنظیم گوسمتر را به اختصار بیان کنید.
۳. با توجه به رابطه اصلی بیو - ساوار، $(d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{idl \times \vec{r}}{r^3})$ روابط ساده‌سازی شده (با در نظر گرفتن شعاع و طول‌های سیم‌لوله‌ها) مورد استفاده (حالت‌های حدی) در این آزمایش را به دست آورید؟
۴. رنج تغییر شدت جریان در سیم‌پیچ‌های این آزمایش در چه حدودی است؟
۵. نمودار رابطه بین شدت میدان و شدت جریان وقتی همه پارامترهای دیگر ثابت باشد به چه صورت است؟ (کمیت‌های روی محورهای X و Y را تعیین کنید) شیب نمودار را به دست آورید.




ضمیمه ۱ - آشنایی با دستگاه InterFace

در اینجا از یک دستگاه Inter Face و کامپیوتر شخصی برای کنترل یک آزمایش استفاده می‌شود.

دستگاهی که در اختیار شما قرار می‌گیرد علاوه بر اینکه ولتاژ و جریان را اندازه‌گیری می‌کند، می‌تواند آنها را تبدیل به اعداد دیجیتال کرده و به کامپیوتر بدهد. و از طرف دیگر دستور کامپیوتر را گرفته و تبدیل به یک ولتاژ خروجی کند.

شرح دستگاه InterFace

دستگاهی که در اینجا بعنوان Inter Face به کار می‌رود شامل سه ورودی و یک خروجی آنالوگ می‌باشد دستگاه با یک پورت سریال که در پشت آن تعبیه شده توسط کابل به کامپیوتر متصل می‌شود.



شکل (۱): تصویر دستگاه Inter Face و نمایش ورودی/خروجی های دستگاه

خروجی (خروجی شماره ۱) به عنوان منبع تغذیه مدار محسوب می‌شود که ولتاژی بین ۰ تا نزدیک ۱۰ ولت با فرمان نرم افزار تولید می‌کند. ورودیهای دستگاه شامل ولت‌متر صفر تا یک ولت (خروجی شماره ۲) ولت‌متر صفر تا ده ولت (خروجی شماره ۳) و میلی آمپر متر (خروجی شماره ۴) می‌باشد که می‌توانند ولتاژ و یا جریان مدار مورد نظر را اندازه‌گیری کنند. لازم به ذکر است قطب‌های مثبت ترمینال‌های ۱ تا ۴ در پائین و قطب‌های منفی در بالا قرار دارند. قطب‌های مثبت با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

روش استفاده از دستگاه

کامپیوتر را روشن کرده و با انتخاب نرم‌افزار Resistance, Capacitance و یا Diode وارد برنامه شوید. نرم‌افزار Resistance برای آزمایش "تحقیق قانون اهم و اتصال مقاومتها"، Capacitance برای آزمایش "پر شدن و خالی شدن خازن" و Diode برای آزمایش "آشنایی با دیود نیمه هادی و موارد استفاده آن" مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر کدام از این نرم‌افزارها که اجرا شوند می‌توان آزمایش مربوطه را انجام داد و طرز کار آن نیز از پنجره مربوطه کاملاً مشخص است.

نکته مهم در استفاده از هر یک از این نرم‌افزارها این است که پیش از تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار Origin پنجره مربوط به هر یک از نرم‌افزارهای Resistance, Capacitance و Diode می‌بایست بسته شده و سپس نرم‌افزار Origin اجرا شود.



مراجع

۱. فیزیک عملی، ج.ل. اسکوایرز، ترجمه محمدعلی شاهزمانیان و محمدحسن فیض، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۰
۲. خطاهای مشاهده و محاسبه آن، تاپینگ ج. ترجمه محسن تدین، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴
۳. شیمی عمومی، جلد اول، چارلز مورتیمر، ترجمه حسن پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸

